

GC Tooth Mousse

TOPICAL CREME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM AND PHOSPHATE

For use by and/or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

Description
GC Tooth Mousse is a water based creme containing RECALDENT™ (CPP-ACP; Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate). When applied to the oral environment, it will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium and phosphate.

Important:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

A topical paste containing bio-available calcium and phosphate
1. Provides extra protection for teeth.
2. Helps neutralize bacteria from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS
RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use the product on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

DIRECTIONS FOR USE
INDICATIONS
Prior to any following in-office bleaching
a. After ultrasonic, hand scaling or root planing
c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.).
d. Following orthodontic treatment.
e. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk patients with orthodontic appliances.
h. For special needs patients.

In-office application:
1. Custom tray application
a. Before use, immerse the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC Tooth Mousse into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Instruct the patient to avoid eating or drinking for as long as possible (1–2 minutes).
6. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual GC Tooth Mousse in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

II. Non tray application:
1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a clean tissue. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the tooth surfaces using an application brush. Avoid spreading the product on adjacent areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1 – 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
5. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At home application:
III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional
1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth.
a. A pea size amount for each arch is the minimum required.
b. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional
1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the upper and lower teeth.
a. A pea size amount for each arch is the minimum required.
b. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVOURS
Strawberry (S), Melon (M), Vanilia (V), Mint (I), Tutti-Fruiti (T)
Note:
S, M, V, I and T in parentheses are abbreviations for each flavour. These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.
For example, 021003S.....Strawberry
STORAGE
Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture / expiry)

PACKAGES
Tubs containing 40g (35mL)
1. Assorted Pack
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilia, Mint, Tutti-Fruiti)
2. Single Flavour Package
Each Flavour
Vanilia, Strawberry, Melon, Tutti-Fruiti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

NOTE:
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

CAUTION
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product or to the preservative. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

AROMATI
Ягода (S), Пшлеш (M), Ванилия (V), Мента (I), Тутти-Фрути (T)
Забелешка:
S, M, V, I и T у скобите са скраћеница за всеки аромат. Тие скраћеница су обележани на тубите, след партиционг номер, за да укаже вид на аромата.
На пример, 021003S.....Јагода

СЪХРАЊЕНИЕ
Съхранявайте на хладно и сухо место с ниска влажност, далек од директна светлина светлина (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Срок за скраћение: 2 години од датата на производство)

ОПАКОВКИ
Туба съдържаща 40g (35mL)
1. Сортиран пакет
10 x 40g (по 2 туби од Јагода, Пшлеш, Ванилия, Мента, Тутти-Фрути)
2. Јединично опакување
10 x 40g од Ванилия, Јагода, Пшлеш, Тутти-Фрути, Мента
3. Додатно опакување
1 x 40g туба од всеки аромат

ЗАБЕЛЕЖКА
GC Tooth Mousse e новогата уникатна формула e разработен в Стomatологијa Факултет на Университетa в Мелбурн, Викторија, Австралија.
RECALDENT е трговска марка изоплазена под лиценс. CPP-ACP технологијa е свързана с патенти и патентни права в Австралија, НЗ, Европа, Канада и САЩ.

ВНИМАНИЕ
1. Внима поставете капачката след употреба и отстранявайте остатъците от паста околу отвора на тубата или във влажността на капачката.
2. В случаи на контакт с очите, промийте незабавно с вода и потърсете лекарска помощ.
3. При попадане върху дрехите, отмитие с вода.
4. Ако се проявят симптоми на ангиоедем, това може да е сигнал за чувствителност или алергия към бензоатни консерванти, или към някоя од другите съставки на продукта, като ароматизиращите агенти. В такъв случай, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Последна редакция : /02/2011

MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
7618Horiuchi-cho, Sazabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
GC CORPORATION
76-1 Horiuchi-cho, Sazabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Hasseltse Haven 124b, Interleuvenlaan 33, 3000 Leuven, Belgium TEL: +32 16 16 10 00
PRINTED IN JAPAN

Pradi uporaba, внимално прочетите инструкцие за употреба

GC Tooth Mousse

ЛОКАЛЕН КРЕМ С БИО-НАЛИЧНИ КАЛЦИЈ И ФОСФАТИ ФОСФАТЕ

За употреба само со стоматолошки за препоручаните индикации.

Описание
GC Tooth Mousse e крем на водна основа, съдържащ RECALDENT™ (CPP-ACP; Casein Phosphopeptide - Аморфен Калциев Фосфат). Когато CPP-ACP се приложи в устата, ще се свърже към биофилма, плаката, бактериите, хидроксиапатита и мекото ткиво локализирайќи биодоступен калциум и фосфат.

Важно:
Слюнка повишава ефективността на CPP-ACP и ароматът ѝ ще стимулира слюноотделението. Колкото по-дълго останат CPP-ACP и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатот.

Локална паста, съдържаща био-доступни калциј и фосфат
1. Осигурува дополнителна заштита за збите.
2. Помогна неутрализира киселини acidogenic бактерии обсаѓањени в плаку.
3. Помогна неутрализира киселини с додатни внитршни а внјешни извори.

КОНТРАИДИКАЦИИ
RECALDENT™ (CPP-ACP) се добива од млекоина казеин. Не използвайте овој препарат на пациенти с докажана или подозирвана алергија на млеко или протени и/или с чувствителност или алергија към бензоатни консерванти.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
ИНДИКАЦИИ
a. Пред и след забелување в кабинета.
b. После ултразвучно или рачно почистане на зъбиен калмик и коректаж на керолатна површина.
c. След ултразвучно или рачно почистане на зъбиен калмик и коректаж на керолатна површина.
d. След клинична орална хигиена (К.О.Х.).
e. След поставување на ортодонтични апарати.
f. За да се осигури локално покривте при пациенти страдащи од ерозија, xеростомии или синдром на Sjögren.
g. За време на ортодонско лечение.
ж. При пациенти с висок ризик од кариес.
з. При пациенти сч специални нужди.

Клинично приложение:
I. Приложение с индивидуална лъжича
1. Преди употреба, обилно изпланете индивидуалната лъжича под течаща вода.
2. Испрежете достатчно количество GC Tooth Mousse в лъжичата и поставете върху горните и / или долните зъби.
3. Поправете лъжичата в устата за минимум 3 минути.
4. Отстранете лъжичата.
5. Инструктирайте пациентта да изплюва екажа си, за да разсеят останалиот GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациентта да не яде и не пие 30 минути след приложение.
II. Приложение без индивидуална лъжича:
1. Ако е необходимо, отстранете излишната слюнка од зъбната површина со чиста вода (1–2 минути), като избегавате изплавање и сување на претпащане. Колкото по-дълго се задржи GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатот.
2. Използвайте, но не изплавайте. Ако имо остатоци од GC Tooth Mousse, може да се остави постепено да се разсеат. Не якте или пийте 30 минути след приложение.

III. Приложение без индивидуална лъжича:
1. Ако е необходимо, отстранете излишната слюнка од зъбната површина со чиста вода (1–2 минути), като избегавате изплавање и сување на претпащане. Колкото по-дълго се задржи GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатот.
2. Използвайте, но не изплавайте. Ако имо остатоци од GC Tooth Mousse, може да се остави постепено да се разсеат. Не якте или пийте 30 минути след приложение.

Домашно приложение:
III. Дневна употреба след изчистане на зъбите, како е препоручано од стоматолог
1. Нанесете достатчно количество од GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото равово зъба е минималното необходимо за екажа зъбна дига. Материјалт ѝ треба да се нанесе върху зъбните површини, използвајќи чист су прст или памуче. В трдните области (межу зъбите) използвайте интердентални четки или конци за зъби, покриси с GC Tooth Mousse.
2. Оставете GC Tooth Mousse необоизолван върху зъбите за минимум 3 минути.
3. След това, използвајќи екажа си, разстелете останила GC Tooth Mousse из цялата уста. Задржете колкото може по-дълго (оие 1–2 минути), като избегавате изплавање и сување орте претпащане. Колкото по-дълго се задржи GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатот.
4. Използте, но не изплавайте. Ако имо остатоци од GC Tooth Mousse, може да ги оставите постепено да се разсеат. Не якте или пийте 30 минути след приложение.

Вночно приложение, след изчистане на зъбите, како е препоручано од стоматолог
1. Нанесете достатчно количество од GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото равово зъба е минималното необходимо за екажа зъбна дига. Материјалт ѝ треба да се нанесе върху зъбните површини, използвајќи чист су прст или памуче. В трдните области (межу зъбите) използвайте интердентални четки или конци за зъби, покриси с GC Tooth Mousse.
2. Оставете GC Tooth Mousse необоизолван върху зъбите за минимум 3 минути.

IV.Ночно приложение, след изчистане на зъбите, како е препоручано од стоматолог
1. Нанесете достатчно количество од GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби.
Количество, колкото равово зъба е минималното необходимо за екажа зъбна дига. Материјалт ѝ треба да се нанесе върху зъбните површини, използвајќи чист су прст или памуче. В трдните области (межу зъбите) използвайте интердентални четки или конци за зъби, покриси с GC Tooth Mousse.
2. Оставете GC Tooth Mousse необоизолван върху зъбите за минимум 3 минути.
3. След това, използвајќи екажа си, разстелете останила GC Tooth Mousse из цялата уста. Задржете колкото може по-дълго (оие 1–2 минути), като избегавате изплавање и сување орте претпащане. Колкото по-дълго се задржи GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатот.
4. Използте, но не изплавайте. Ако имо остатоци од GC Tooth Mousse, може да ги оставите постепено да се разсеат пре ноцта. Не якте или пийте 30 минути след приложение.

АРОМАТИ
Ягода (S), Пшлеш (M), Ванилия (V), Мента (I), Тутти-Фрути (T)
Забелешка:
S, M, V, I и T у скобите са скраћеница за всеки аромат. Тие скраћеница су обележани на тубите, след партиционг номер, за да укаже вид на аромата.
На пример, 021003S.....Јагода

СЪХРАЊЕНИЕ
Съхранявайте на хладно и сухо место с ниска влажност, далек од директна светлина светлина (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Срок за скраћение: 2 години од датата на производство)

ОПАКОВКИ
Туба съдържаща 40g (35mL)
1. Сортиран пакет
10 x 40g (по 2 туби од Ягода, Пшлеш, Ванилия, Мента, Тутти-Фрути)
2. Јединично пкатување
10 x 40g од Ванилия, Ягода, Пшлеш, Тутти-Фрути, Мент
3. Додатно опакување
1 x 40g туба од всеки аромат

ЗАБЕЛЕЖКА
GC Tooth Mousse e новогата уникатна формула e разработен в Стomatологијa Факултет на Университетa в Мелбурн, Викторија, Австралија.
RECALDENT е трговска марка изоплазена под лиценс. CPP-ACP технологијa е свързана с патенти и патентни права в Австралија, НЗ, Европа, Канада и САЩ.

ВНИМАНИЕ
1. Внима поставете капачката след употреба и отстранявайте остатъците от паста околу отвора на тубата или във влажността на капачката.
2. В случаи на контакт с очите, промийте незабавно с вода и потърсете лекарска помощ.
3. При попадане върху дрехите, отмитие с вода.
4. Ако се проявят симптоми на ангиоедем, това може да е сигнал за чувствителност или алергия към бензоатни консерванти, или към някоя од другите съставки на продукта, като ароматизиращите агенти. В такъв случай, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Последна редакция : /02/2011

Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití.

GC Tooth Mousse

BIOAKTIVNI DENTÁLNÍ KRÉM S VOLNĚ DOSTUPNÝM VÁPŇNÍKEM A FOSFÁTEM

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

Popis
GC Tooth Mousse je dentální krém na bázi vody, obsahuje RECALDENT™ (CPP-ACP; kasein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfát). Při přiměnění CPP-ACP kasein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfát. Při aplikaci do dutiny ústní CPP-ACP se váže na veškeré biofilmy, plak, bakterie, hydroksiapatit a měkké tkáně a lokalizuje biokalcium a fosfát.

Důležité:
Slina zvyšuje účinnost CPP-ACP a aroma pomáhá stimulovat produkci sliny. Čím déle zadržíte CPP-ACP a slinu v ústech, tím efektivnější je výsledek působení.

Bioaktivní krém obsahující volně dostupný vápník a fosfat
1. Poskytuje extra ochranu za zbyte.
2. Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku.
3. Pomáhá neutralizovat kyseliny z dalších vnitřních a vnějších zdrojů.

KONTRAINDIKACE
RECALDENT™ (CPP-ACP) je získán z mléčného kaseinu. Není vhodný pro pacienty, kteří mají alergie na mléčné proteiny anebo jsou citliví či mají alergii na benzotátové přípravky.

NÁVOD K POUŽITÍ
INDIKACE
a. Před a po ordinčním bělení zubů.
b. Po odstranění zubního kámen (ultrazvukem, nástrojem) a následném vyžltnutí kofene.
c. Po profesionálním čištění zubů i při políraní povrchové korunky.
d. Po aplikaci fluoridních pasty.
e. U pacientů trpících salivárním problémem, erozí, xerostomií nebo Sjögrenovým syndromem.
f. Před a po ortodontickém léčebném postupu.
g. Pro vysoký riziko kariesu.
h. Pro speciální potřeby pacientů.

Aplikace v ordinaci:
I. Příprava a individuální žilica
1. Individuální žilicu přijte upravitě jemějši isprati pod tekoucí vodou.
2. Ispriti dubějši sloj GC Tooth Mousse v žilicu i nanějiti na gornji ili donje zube.
3. Žilicu ostavišti stajati u ustima minimalno 3 minute.
4. Ostranějšti žilicu.
5. Pacijenta uputišti da jezikom raspođeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zamolite pacijenta da ne jede i ne pije 30 minute nakon nosenja.
II. Aplikace za použišti nosiče
1. Před použitím dostatečně nosiče pod tekoucí vodou.
2. Vyplňte dostatečně množství krému GC Tooth Mousse do nosiče a aplikujte na horní a / nebo dolní zuby.
3. Ponechte v ústech po dobu minimálně 3 minute.
4. Odstraňte nosiče.
5. Pacienta upište da jezikom raspođeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zamolite pacijenta da ne jede i ne pije 30 minute nakon uporabe.

III. Aplikace bez nosiče:
1. Pokud je to nutné, odstranějšte přebytek slin na zubech houčkovkou nebo bavlněnou vlničkou. Nečistějte NENÍ nutné zuby osušit stlačeným vzduchem.
2. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na povrch zubů aplikápním tampónem, prstem v rukavici nebo v obtížně přístupné oblasti použijte interproximální štětce.
3. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minute.
4. Odstraňte aplikaci.
5. Instruktujte pacienta aby vyplivl a pokud možno nepolykal. Jakýkoliv zbytek GC Tooth Mousse může zůstat v ústech, postupně se vytráí.
6. Nepijte ani nejezte následujících 30 minut po aplikaci.
IV. Příprava bez žilice
1. Po potřebi vylučtešti li komáděm vodu odstranějšti vlásk s povrchu zuba. Meďutím, NĚJTE potřebo osušit zube komprimápním zrakom.
2. Nanějšti dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na povrch zubů aplikápním štětkom, prstom v rukavici ili v teško dostupném aprtápním štětkom.
3. GC Tooth Mousse ostavišti stajati minimalno 3 minute.
4. Ostranějšti aplikaci.
5. Pacijenta uputišti da jezikom raspođeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zamolite pacijenta da ne jede i ne pije 30 minute nakon uporabe.

Domáčí aplikace:
III. Denní aplikace po čištění zubů, jak je doporučená specialisty
1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby. Potřebo je minimálna kořina veššne zrna grařka za svaki zubni luk. Matrijál je može nanějšti na zube površine čistim suhim prstom ili komáděm vate. Za teško dostupna područja (zmeđu zubu) koristite interdentálnu četku ili zubni konac premaraz pastom GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimalně 3 minut.
3. Potom jazykem zbytek zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Udržte v ústech do nejděle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykajte a vyhněte se další vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplňte důkladně a pokud je to možné, nevyplachujte. Zbytek GC Tooth Mousse může postupně se vytrájet. Nejezte a nepijte následujících 30 minut po aplikaci.

IV. Noční aplikace po čištění zubů, jak je doporučená specialisty
1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby.
Matrijál je može nanějšti na povrchu čistim suhim prstom ili komáděm vate. Za teško dostupna područja (zmeđu zubu) koristite interdentálnu četku ili zubni konac premaraz pastom GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimalně 3 minut.
3. Potom jazykem zbytek zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Udržte v ústech do nejděle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykajte a vyhněte se další vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplňte důkladně a pokud je to možné, nevyplachujte. Zbytek GC Tooth Mousse může postupně se během noci vytrájet. Nejezte a nepijte následujících 30 minut po aplikaci.

PRŮCHUTI
Jahoda (S), meloun (M), vanilka (V), mentol (I), tutti-frutti (T)
Zabějška:
S, M, V, I a T jsou zkrátky názvy jednotlivých příchutí. Tyto zkrátky jsou uvedeny na tubách za sériovým číslem pro označení příchutě obsahu.
Na příklad, 021003S.....Jahoda

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na chladném suchém místě s nízkou vlhkostí a chráňte před přímým slunečním zářením (8-25°C /46,4-77,0°F).
(Expirace: 2 roky od data výroby)

BALENÍ
Tuba obsahuje 40 g (35 mL)
1. Sortimentní balení
10 x 40 g (2 tuby od příchutě jahoda, meloun, vanilka, mint, tutti-frutti)
2. Jednotlivé příchutě
10 x 40 g od příchutě vanilka, jahoda, meloun, tutti-frutti, mint
3. Dodatečné balení
1 x 40 g tuba od jednotlivé příchutě

POZNÁMKA
GC Tooth Mousse s jeho unikátní CPP-ACP formulí byl vyvinut na fakultě zubní medicíny na univerzitě v Melbourne, Viktorie v Austrálii.
RECALDENT je registrovanou ochrannou známkou a licencí. CPP-ACP technologie se používá v licenci pro Austrálii, Nový Zéland, Evropu, Kanadu a USA.

UPOZORNĚNÍ
1. Vždy po použití odstraňte zbytkový krém nebo vlhkost na konci tuby a uzavřete ji.
2. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte odborného lékaře.
3. V případě poškození odtěvte operte vodou.
4. V případě výskytu otoků či podobných symptomů se může jednat o alergie či přecitlivělost na benzotátové přípravky (nebo jiné komponenty obsažené v příchuti. V takovém případě přípravěk dále nepoužívejte a vyhledejte odborného lékaře.

Последне обновлен : 02/2011

GC Tooth Mousse

ZUBNA KREMA S BIOPRASPOLOŽIVÝM KALCIJEM I FOSFATOM KALCIJUMAL ES-FOSFATFAL.

Samoz za stručnu stomatološku uporabu v preporučenim indikacijama.

Opis
GC Tooth Mousse je zubna krema za bazi vode koja sadri RECALDENT™ (CPP-ACP; kasein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfát). Pri priměnení CPP-ACP kasein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfát. Pri aplikaci do dutiny ústní CPP-ACP se váže na veškeré biofilmy, plak, bakterie, hydroksiapatit i mekké tkáně i lokalizuje biokalcium a fosfát.

Vážno:
Slina zvyšuje účinnost CPP-ACP a aroma pomáhá stimulovat loka slinu. Šim déle zadržíte CPP-ACP a slinu zadržte v ústech, tím je efektivnější výsledek působení.

Površinska pasta koja sadri biološki raspoloživ kalcij i fosfat
1. Pruža dodatnu zaštitu za zbyte.
2. Pomaga neutralizirati izloženost kiselini z acidogennih bakterija u plaku.
3. Pomaga neutralizirati izloženost kiselini z drugih unutarnjih i vanjskih izvora kiselina.

KONTRAINDIKACIJE
RECALDENT™ (CPP-ACP) se dobiva iz mliječnog kaseina. Ovi materijali ne smije se koristiti kod pacijenata s dokazanim ili suspektnim alergijom na mliječne proteine ili osjetljivosti ili alergijom na benzotátne konzervanse.

UPUTE ZA UPORABU
INDIKACIJE
a. Prije i nakon postupaka bijelenja u ordinaciji.
b. Nakon ultrazvučnog ili ručnog čišćenja zubi ili poliranja površine korijena.
c. Nakon profesionalnog čišćenja zuba.
d. Nakon primjene fluora.
e. Za površinsku zaštitu kod pacijenata koji boluju od erozije, keratostomije ili Sjögren sindroma.
f. Ujekom ortodontskog liječenja.
g. Za pacijente s visokim rizikom kariesa.
h. Za pacijente sa specijalnim potrebama.

Príprava v ordinaciji:
I. Příprava a individuální žilica
1. Individuálnu žilicu prijte uporabe temeljito isprati pod tekoucí vodou.
2. Ispriti dubějši sloj GC Tooth Mousse v žilicu i nanějšti na gornji ili donje zube.
3. Žilicu ostavišti stajati u ustima minimalno 3 minute.
4. Ostranějšti žilicu.
5. Pacijenta uputišti da jezikom raspođeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zamolite pacijenta da ne jede i ne pije 30 minute nakon uporabe.
II. Aplikace za použišti nosiče
1. Před použitím dostatečně nosiče pod tekoucí vodou.
2. Vyplňte dostatečně množství krému GC Tooth Mousse do nosiče a aplikujte na horní a / nebo dolní zuby.
3. Ponechte v ústech po dobu minimálně 3 minute.
4. Odstraňte nosiče.
5. Pacijenta upište da jezikom raspođeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zamolite pacijenta da ne jede i ne pije 30 minute nakon uporabe.

III. Aplikace bez nosiče:
1. Po potrebi vylučtešti li komáděm vodu odstranějšti vlásk s povrchu zuba. Meďutím, NĚJTE potřebo osušit zube komprimápním zrakom.
2. Nanějšti dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na povrch zubů aplikápním štětkom, prstom v rukavici ili v teško dostupném aprtápním štětkom.
3. GC Tooth Mousse ostavišti stajati minimalno 3 minute.
4. Ostranějšti aplikaci.
5. Pacijenta uputišti da jezikom raspođeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zamolite pacijenta da ne jede i ne pije 30 minute nakon uporabe.
IV. Příprava bez žilice
1. Po potrebi vylučtešti li komáděm vodu odstranějšti vlásk s povrchu zuba. Meďutím, NĚJTE potřebo osušit zube komprimápním zrakom.
2. Nanějšti dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na povrch zubů aplikápním štětkom, prstom v rukavici ili v teško dostupném aprtápním štětkom.
3. GC Tooth Mousse ostavišti stajati minimalno 3 minute.
4. Ostranějšti aplikaci.
5. Pacijenta uputišti da jezikom raspođeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zamolite pacijenta da ne jede i ne pije 30 minute nakon uporabe.

Domáčí aplikace:
III. Denní aplikace po čištění zubů, jak je doporučená specialisty
1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby. Potřebo je minimálna kořina veššne zrna grařka za svaki zubni luk. Matrijál je može nanějšti na zube površine čistim suhim prstom ili komáděm vate. Za teško dostupna područja (zmeđu zubu) koristite interdentálnu četku ili zubni konac premaraz pastom GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimalně 3 minut.
3. Potom jazykem zbytek zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Udržte v ústech do nejděle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykajte a vyhněte se další vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplňte důkladně a pokud je to možné, nevyplachujte. Zbytek GC Tooth Mousse může postupně se vytrájet. Nejezte a nepijte následujících 30 minut po aplikaci.

IV. Noční aplikace po čištění zubů, jak je doporučená specialisty
1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby.
Matrijál je može nanějšti na povrchu čistim suhim prstom ili komáděm vate. Za teško dostupna područja (zmeđu zubu) koristite interdentálnu četku ili zubni konac premaraz pastom GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimalně 3 minut.
3. Potom jazykem zbytek zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Udržte v ústech do nejděle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykajte a vyhněte se další vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplňte důkladně a pokud je to možné, nevyplachujte.

