

GC Fuji® I Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

Prad upotreba, vizualno prikazano upotrebu. Pročitajte pažljivo upute za uporabu.

BG

Prad upotreba, vizualno prikazano upotrebu. Pročitajte pažljivo upute za uporabu.

CS

Prad upotreba, vizualno prikazano upute za uporabu.

HR

Használati útmutató a felrakás és a fogbeültetés elvégzéséhez.

HU

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania.

PL

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

RO

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением.

RU

Prad upotreba i okladne prečítajte návod na použitie.

SK

GC Fuji® I

RADIOPAQUE GLASS IONOMER LUTING CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns, bridges and caps.
- Cementation of high strength (zirconia based) all ceramic crowns and bridges.

CONTRAINDICATIONS

- Pulp capping.
- Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement.

DIRECTIONS FOR USE

Powder/liquid ratio (g/g)	1,8/1,0
Mixing time (min., sec.)	20*
Working time (min., sec.) (at 23°C) (from start of mixing)	2'00*
Final finishing commencing time (after seating the restoration)	4'30*

- TOOTH PREPARATION**
 - Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide.
 - Clean the prepared teeth with pumice and water. Brighten the pumice with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. **DO NOT DESICCATE.** Prepared surfaces should appear moist (glistening).
- RESTORATION PREPARATION**

Make sure that the restoration is pretreated and sealed according to the manufacturer's instructions.

POWDER AND LIQUID DISPENSING

 - The standard powder to liquid ratio is 1.8g/1.0g (1 level scoop of powder to 2 drops of liquid).
 - For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert. c) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently. Avoid sputtering immediately after use.

MIXING

Dispense powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, add all the powder to the liquid. Mix rapidly for 20 seconds.

NOTE :

When mixing larger amounts, divide the powder into two equal parts. Mix the first portion with all of liquid for 5 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole thoroughly for 15 seconds (total 20 seconds).
- CEMENTATION**
 - Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes from start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures shorten working time.
 - Maintain moderate pressure.
 - Start removing excess cement when the excess cement feels rubbery.
 - Finishing can be started 4 minutes 30 seconds after seating the restoration.

- STORAGE**
- Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F).
- SHADE**
- Light yellow
- PACKAGES**
- 1-1 package : 35g powder, 25g (20mL) liquid, powder scoop, mixing pads (No. 20)
 - Bottle of 35g powder with scoop.
 - Bottle of 25g (20mL) liquid.

- CAUTION**
- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or waxo butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
 - In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
 - DO NOT mix powder or liquid with components of other glass ionomer cements.

- PRECAUTIONS**
- This product is not indicated for filling or core build-up.
 - Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
 - In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

- Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: http://www.georgroup.com They can also be obtained from your supplier.

- CAUTIONS**
- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or waxo butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
 - In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
 - DO NOT mix powder or liquid with components of other glass ionomer cements.

- PRECAUTIONS**
- This product is not indicated for filling or core build-up.
 - Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
 - In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

- Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: http://www.georgroup.com They can also be obtained from your supplier.

- CLEANING AND DISINFECTING:**
- MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

- DO NOT IMMERSE.** Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

- Last revised : 07/2019

GC Fuji® I

РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН ГЛАС-ИОМЕР ЗА ЦЕМЕНТИРАНЕ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ

- Цемитиране на метали и с метална основа инли, онлеи, корони, мостове, щифтове.
- Цемитиране на изцяло керамички корони и мостове от високо устойчива керамика (циркониев).

КОНТРАИНДИКАЦИИ

- Пулпно покритие.
- Не използвайте при пациенти с установени алергии към глас-иономерни цимент.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

Соотношение прах/течност (g/g)	1,8/1,0
Време за смесване (сек.)	20*
Време за работа (мин,сек.)	2'00*
Окончателно финиране (след поставянето на възстановяването)	4'30*

- ПОДГОТОВКА НА ЗЪБА**
 - Подготовте зъба по обичайния начин. За поквяване на пулпата използвайте калциев-хидроксид.
 - Почистете препарираните зъби с пемза и вода.
 - Промийте обилно с вода. Отстранете излишната влага похватите с памучен тундер или с нежно промиване с обезмаслен въздух. **НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ.** Подготовните повърхности трябва да изглеждат влажни (лъскави).
- ПОДГОТВЯНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО**

Уверете се, че възстановяването е подготвено и третирано съобразно инструкциите на производителя.
- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАХ/ТЕЧНОСТ**
 - Стандартното съотношение прах:течност е 1.8g/1.0g (1 равна лъжица прах към 2 капки течност).
 - За прециозно дозиране на прах, леко разклатете шишенцето в ръка. Не го разклатявайте или обръщайте.
 - Дръжте буталката с течността вертикално и стиснете леко.
 - Затворете буталката веднага след употреба.
- СМЕСЯВАНЕ**

Разклатете прах и течността в шпатула,добавете цялото количество прах към течността. Разклатете светкавично в продължение на 20 сек. Забележка:

За големи количества разделете праха на две равни части. Смесете първата част от праха с течността веднага. Втората за работа е 2 мин. от началото на смесването при 23°C (73.4°F). По-високи температури ще съкратят времето за работа.

 - Приложете умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане гумообразен.
 - Финирането може да започне 4 минути и 30 секунди след поставянето на възстановяването.

СЪХРАНЕНИЕ

За оптимлни резултати се препоръчва съхраняване на хладно и тъмно място (4-25°C / 39,2-77,0°F).

ЦВЯТ

Светло жълто

ОПАКОВКИ

- 1-1 опаковка: 35g прах, 25g (20 mL) течност, смесваща лъжица, смесително блокче (No.20).
- Шпечене 35g прах с мерителна лъжица.
- Бутлика с 25g (20 mL) течност.

ВНИМАНИЕ

- В случай на контакт с оралните тъкани или кожа, премахнете веднага с памучен тундер напоен в алкохол. Промийте с вода. За да избегнете контакт, може да използвате кофердана или какаово масло, за да изолирате операционното поле от кожата.
- В редки случаи продуктът може да предизвика сържучувствителност у някои пациенти. При такова реакция, прекратете употребата и потърсете лекарска помощ.
- В случай на контакт с очите промийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ.
- НЕ смесвайте праха или течността с компоненти от други глас-иономерни цименти.
- Този продукт не е показан за отбурати или изграждане.
- Лични предпазни средства (ППЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
- В редки случаи продуктът може да предизвика сържучувствителност у някои пациенти. При такова реакция, прекратете употребата и потърсете лекарска помощ.

- Нкои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност налични на: http://www.georgroup.com Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.
- ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:**
- ДОБРИЯТ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.

- НЕ ПОТАПЯЙТЕ.** Почистете добре устройството, за да се предотврати изсъхване и натрупване на замърсители. Деинфектирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Последна редакция : 07/2019

GC Fuji® I

RADIOPÁKNÍ SKLOIONOMERNÍ FÍXÁČNÍ CEMENT

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE

- Cementování na metali ni, onleje, korunek, mostků a šerů na kovové bázi.
- Cementování všech keramických korunek a mostků zhotovených z keramiky s vysokou pevností (na bázi zirkonia).

KONTRAINDIKACE

- Přípme pokrytí pulpy.
- Tento výrobek nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na skloionomerní cement

NÁVOD K POUŽÍTÍ

Prášek/tekutina poměr (g/g)	1,8/1,0
Míchací čas (sek.)	20*
Pracovní čas (min. sek.) (při 23°C) (od začátku míchání)	2'00*
Čas zahájení finálního zakočení (po usazení náhrady)	4'30*

1. PŘÍPRAVA ZUBU

- Připravte zub běžným způsobem. Pro pokrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.
- Zub očistěte plovčovým i vodou.
- Ujistěte se, že náhrada je připravena dle instrukcí výrobce.
- Důkladně opláchněte vodou. Odstraňte přebytnou vlhkost vatovým tamponem nebo jemně vysušte vzduchem (bez oleje). **NEPŘESUŠUJTE.** Přípravený povrch by měl vypadat vlhký (mátně lesklý).
- PŘÍPRAVA NÁHRADY**

Ujistěte se, že náhrada je připravena dle instrukcí výrobce.
- DÁVKOVÁNÍ PRAŠKA I TEKUTINY**
 - Standardní poměr práška a tekutiny je 1,8 g/1,0 g (1 lžička prášku na 2 kapky tekutiny).
 - Pro přesné odměření prášku lehce proklepnete lahvičku proti ruce, neprotřepávejte a neobracujte ji.
 - Držte lahvičku s tekutinou vertikálně a lehce stiskněte. c) Pevně uzavřete lahvičku ihned po užítí.
- MÍCHÁNÍ**

Udržujte prášek i tekutinu na podložku. Umělohmotnou špachtli smíchejte prášek s tekutinou. Rychle míchejte po dobu 20 sekund.

POZORŇENÍ:

Při větších dávkách rozdělte prášek na dvě stejné porce, první polovinu smíchejte s celým objemem tekutiny 5 sekund, poté přidejte druhou polovinu a míchejte 15 sekund (celkově 20 sekund).
- CEMENTOVÁNÍ**
 - Pokryté dostatečným množstvím cementu vnitřní povrch náhrady a okamžitě usušte.
 - Pracovní čas je 2 minuty od začátku míchání při teplotě 23°C (73,4°F). Vyšší teplota zkracuje pracovní čas.
 - Udržujte mírný tlak.
 - Заčněte s odstraněním přebytného cementu když se jeví jako „gumový“.
 - Zakočování může být zahájeno 4 minuty 30 sekund po usazení náhrady.

- SKLADOVÁNÍ**
- Pro dosažení optimálního výsledku skladujte na chladném a tmavém místě při teplotě (4-25°C) (39,2-77,0°F).
- ODSTĚN**
- Světlo žlutá

BALĚNÍ

- 1-1 balení: 35 g prášek, 25 g (20 mL) tekutina, lžička, míchací podložky (No. 20).
- Lahvička s 35 g prášku se lžičkou.
- Lahvička s 25 g (20 mL) tekutiny.

UPOZORNĚNÍ

- V případě kontaktu s uštní sliznicí či kůží ihned odstraněte houbičkou nebo vatou namočenou v líhu. Opláchněte vodou. Aby nedošlo ke kontaktu s uštní sliznicí či kůží, může být izolací operacního pole použít kořdram nebo kakaové máslo.
- V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhleďte odborného lékaře.
- NEMÍŠEJTE PRÁŠEK ani tekutinu s komponenty jiných skloionomerních materiálama.
- Ovsi proizvod nije namijenjen za izradu ispuna ili nadogradnji.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati proesjetljivost. U slučaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i potražiti liječnika.
- NE MJEŠAJTE prášek i tekutinu s drugim skloionomernim materijalima.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za izradu ispuna ili nadogradnji.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- A termek ritkán érzékenységi reakciókat válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlókat tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon s szakorvoshoz.
- NE keverje össze a port vagy a folyadékot semmilyen más üvegionomerni cementtel.
- Az anyag lémékesztéséhez vagy csonkfelépítésre nem alkalmas.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- A termék ritkán érzékenységi reakciókat válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlókat tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon s szakorvoshoz.
- NE keverje össze a port vagy a folyadékot semmilyen más üvegionomerni cementtel.
- Az anyag lémékesztéséhez vagy csonkfelépítésre nem alkalmas.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- A termék ritkán érzékenységi reakciókat válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlókat tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon s szakorvoshoz.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznámte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese: http://www.georgroup.com Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠČENÍ I DEZINFEKCE:

VIŠEKRÁTNO UPOTRIEBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo omešičanje između pacijenata voda, sredstvo upotrebljava pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu napravu odbaciti.

ČIŠTENJE I DEZINFEKCE:

OPAKOVANÉ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy středně úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte oštećenja pokud jsou. Znehodnotte, pokud došlo k poškození dávkovacího systému.

NEPONÁRUJTE. Aby nedocházelo k zasažení a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce die místních zdravotních předpisů.

Pоследне обновен : 07/2019

GC Fuji® I

RENDGENSKI VIDLJIVI STAKLENOIONOMERNI CEMENT ZA CEMENTIRANJE

Samu za stručnu stomatološku uporabu u preporučnim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE

- Cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova s metalnom osnovom.
- Cementiranje punih keramičkih krunica i mostova (s osnovom iz cirkonija) velike čvrstoće.

KONTRAINDIKACIJE

- Prekrivanje pulpe.
- Upotreba ovog proizvoda kod pacijenata s izobnavenoj alergijom na staklenoionomerne cemente.

UPUTE ZA RAD

Omjer prašk /tekućina (g/g)	1,8/1,0
Vrijeme mješanja (sek.)	20*
Radno vrijeme (min, sek.)	2'00*
Vrijeme početka završne obrade (nakon postavljanja protetskog rada)	4'30*

1. PREPARACIJA ZUBA

- Zub preparirati na uobičajeni način. Za prekrivanje pulpe koristiti kalcij-hidroksid.
- Zub očistiti plovčevim i vodom.
- Temeljito isprati vodom. Osušiti komadićem vate ili laganim puhanjem stlačenim zrakom. **NE PRESUŠITI.** Najbolji rezultat postiže se ako se preparirane površine još vlažne (lajše se).
- PRIPREMA PROTETSKEG RADA**

Osigurati da je protetski rad prethodno obraden sukladno uputama proizvođača.
- DOZIRANJE PRAŠKA I TEKUCINE**
 - Standardni odnos praška i tekucine iznosi 1,8/1,0 g, (što odgovara jednoj porfolyadək arány: 1,8g/1,0g (1 lžička prášku na 2 kapky tekucine).
 - Pro přesné odměření prášku bočicu lagano lupnuti o dlan. Ne třesiti ili proklepat.
 - Ča točno doziranje tekucine bočicu okomito okrenuti i lagano stisnuti.
 - Bočice odmah zatvoriti nakon uporabe.
- MJESANJE**

Prášek i tekutinu stavili na podlogu za mješanje. Plastičnom špattlom dodati sav prášek u tekutinu. Mješati brzo 20 sekund.

VAŽNO:

Kad veće količine prašek podijeliti na dva jednaka dijela. Prvi dio mješati sa svom tekutinom 5 sekundi. Dodati preostali prášek i uz zajedno mješajući još 15 sekundi (ukupno 20 sekundi).
- CEMENTIRANJE**
 - Unutrašnju površinu namodjesta premazati dovoljnom količinom cementa i omah postaviti. Radno vrijeme iznosi 2 minute od početka mješanja pri temperaturi od 23°. Vise temperature skraćuju radno vrijeme.
 - Zadržati umjereni pritisak.
 - Višak cementa početi odstranjivati kada je višak cementa gumast.
 - Završna obrada može započeti 4 minute i 30 sekundi nakon postavljanja protetskog rada.

ŠUVANJE

ZA optimalne rezultate preporuča se čuvati na hladnom i tamnom mjestu (4-25°C / 39,2-77,0°F).

BOJA

Svijetlo žuto

PAKIRANJE

- 1-1 pakiranje: 35 g praška, 25 g (20 mL) tekucine, mjerna žlica, podloga za mješanje (br. 20).
- Bočica s 35 g praška i mjernom žlicom.
- Bočica s 25 g (20 mL) tekucine.

UPOZORENJE

- U slučaju dodira s oralnim tkivima ili kožom, odmah odstraniti vatou ili spužvom namočenom u alkohol. Dobro isprati vodom.
- U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
- NE MJEŠAJTE prášek i tekutinu s drugim staklenoionomernim materijalima.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za izradu ispuna ili nadogradnji.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati proesjetljivost. U slučaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i potražiti liječnika.
- NE MJEŠAJTE prášek i tekutinu s drugim staklenoionomernim materijalima.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za izradu ispuna ili nadogradnji.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- A termék ritkán érzékenységi reakciókat válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlókat tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon s szakorvoshoz.
- NE keverje össze a port vagy a folyadékot semmilyen más üvegionomerni cementtel.
- Az anyag lémékesztéséhez vagy csonkfelépítésre nem alkalmas.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- A termék ritkán érzékenységi reakciókat válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlókat tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon s szakorvoshoz.
- NE keverje össze a port vagy a folyadékot semmilyen más üvegionomerni cementtel.
- Az anyag lémékesztéséhez vagy csonkfelépítésre nem alkalmas.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- A termék ritkán érzékenységi reakciókat válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlókat tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon s szakorvoshoz.

FIGYELMEZTÉS

- Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőre kerül, azonnal távolítsa el alkohollal mártott szivacs- vagy vattadarabbal. Bő vízzel öblítse le. Az érintkezés ellenőrlése érdekében befektetés vagy kakaovaj használatá ajánlott a beavatkozás területének a szájnálkahártyától vagy számból történő izolálása.
- Amennyiben az anyag szembe kerülne, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.
- NE keverje össze a port vagy a folyadékot semmilyen más üvegionomerni cementtel.
- Az anyag lémékesztéséhez vagy csonkfelépítésre nem alkalmas.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- A termék ritkán érzékenységi reakciókat válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlókat tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon s szakorvoshoz.
- NE keverje össze a port vagy a folyadékot semmilyen más üvegionomerni cementtel.
- Az anyag lémékesztéséhez vagy csonkfelépítésre nem alkalmas.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvijek nositi.
- A termék ritkán érzékenységi reakciókat válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlókat tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon s szakorvoshoz.

Neki proizvodni spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao opasni prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosni listom listu na: http://www.georgroup.com Također su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJA:

VIŠEKRÁTNO UPOTRIEBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo omešičanje između pacijenata voda, sredstvo upotrebljava pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu napravu odbaciti.

NE UNARUJATI I TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistite višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo omešičanje i nakupljanje omešičanja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriraju zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno/nacionalnim smjernicama.

Zadnje izdanje : 07/2019

GC Fuji® I

RADIOPAK ÜVEGIONOMER RAGASZTÓ CEMENT

Felhasználásat csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET

- F

