

ReViCal® Liner

R-dental Dentalmaterialien GmbH
Winterhuder Weg 88
22085 Hamburg DE
T +49 40-30707073-0
F +49 40-30707073-73
www.r-dental.com
RVC1005

Popis a charakteristika

ReViCal® je bioaktívna, alkalická, svetlom tuhnúca, zosilnená podložková hmota s MTA-plnivami.

ReViCal® Liner je možné veľmi presne aplikovať pomocou dodaných aplikačných kanýl. Potom je možné ihneď umiestniť výplň.

Indikácie

ReViCal® Liner je indikovaný

1. ako podložka (tenkovrstvová podvýplň) a
2. na nepriame prekrytie pulpy (Cp).

Odporúčané postupy

1. Izolácia

Odporúča sa suchý priestor a použitie gumeného kofferdamu (REF KDL31XX, XX = závisí od pevnosti) alebo bezlatexového kofferdamu (REF KDL3500).

2. Preparácia kavity *lege artis*

Kavita sa pripravuje *lege artis*.

3. Aplikácia ReViCal® Liner

Pri použití ako podložková hmota (tenká podvýplň) a na nepriame prekrytie pulpy aplikujte najskôr svetlom tuhnúce dentínovo-sklovinové lepidlo podľa návodu na použitie výrobcu, aby ste zaistili rýchlu a účinnú adhéziu.

Najprv odskrutkujte uzáver striekačky a nahradte ho aplikačnou kanylou otočením o 90° v smere hodinových ručičiek.

Uložte skrutkovací uzáver.

Prvá malá kvapka sa vytlačí na podložku, aby sa zabezpečila bezpečná manipulácia s hmotou ReViCal® Liner.

Potom sa nanesie hmota ReViCal® Liner v jednej vrstve ≤ 1 mm.

Hmota ReViCal® Liner sa nemá nanášať na okraje kavity a odstráňte všetku pastu prilepenú na okraje. Vzhľadom na vysokú opacitu bude hmota ReViCal® Liner vytvrdzovaná svetlom po dobu 40 s pomocou komerčnej polymerizačnej jednotky (rozsah vlnovej dĺžky 400-500 nm) s intenzitou svetla minimálne 1 000 mW/cm².

Po použití sa odstráni aplikačná kanyla striekačky ReViCal® a opäť sa nasadí skrutkovací uzáver. Z hygienických dôvodov sú aplikačné kanyly len na jednorazové použitie.

Bezpečnostné opatrenia pri aplikácii, doba expirácie výrobku a/alebo skladovanie

ReViCal® Liner obsahuje polymerizovateľné metakrylátové monoméry. Nepolymerizovaný ReViCal® Liner môže mať dráždivé účinky a môže viesť k senzibilizačnej reakcii na metakryláty.

V ojedinelých prípadoch môže materiál spôsobiť senzibilizačnú reakciu u pacientov s precitlivosťou na niektorú zo zložiek. V takýchto prípadoch sa materiál nemá používať.

Zabráňte kontaktu ReViCal® Liner so sliznicou, pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu s pokožkou okamžite umyte vodou. V prípade kontaktu s očami ich ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom.

Nepoužívajte ReViCal® Liner v kombinácii s látkami obsahujúcimi eugenol. Eugenol inhibuje polymerizáciu materiálu. Neuchovávajte ReViCal® Liner v blízkosti otvorených produktov obsahujúcich eugenol. Nedovoľte, aby sa nepolymerizovaná vložka ReViCal® dostala do kontaktu s materiálmi obsahujúcimi eugenol.

Komerčne dostupné lekárske rukavice nechránia pred senzibilizačným účinkom metakrylátov.

Venujte pozornosť kartám bezpečnostných údajov (MSDS >> r-dental.com). Doba skladovateľnosti je na etikete. Nepoužívajte po dátume expirácie

Uchovávajte pri teplote 2 °C – 8 °C (36 °F – 46 °F) v pôvodnom tesne uzavretom balení. Po otvorení pôvodného obalu tento obal zlikvidujte.

Ihneď po prvom použití zatvorte striekačku ReViCal® Liner a skladujte ju chránenú pred svetlom a vlhkosťou pri teplote miestnosti 19 °C – 25 °C (66 °F – 77 °F) bez pôvodného tesne uzavretého obalu.

Hmotu použite do 6 mesiacov a pred koncom dátumu expirácie.

Aplikačné kanyly sú len na jedno použitie.

Držte mimo dosahu detí!

ReViCal je registrovaná ochranná známka spoločnosti R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Upozornenie: Len na stomatologické použitie.

Záruka

Spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH zaručuje, že tento výrobok nebude mať chyby materiálu a výroby. Spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH neposkytuje žiadne ďalšie záruky vrátane akejkoľvek implicitnej záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti produktu pre jeho použitie. Ak je tento výrobok chybný počas záručnej doby, vašou výhradnou možnosťou nápravy a jedinou povinnosťou spoločnosti R-dental Dentalmaterialien GmbH bude oprava alebo výmena výrobku.

Obmedzenie zodpovednosti

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon, spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH nezodpovedá za žiadne straty alebo škody spôsobené týmto výrobkom, či už priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné, bez ohľadu na tvrdenú teóriu, vrátane záruky, zmluvy, nedbanlivosti alebo objektívnej zodpovednosti.

© 2021 R-dental Dentalmaterialien GmbH. Všetky práva vyhradené.