


JEDNOZLOŽKOVÉ SVETLOM TUHNÚCE UNIVERZÁLNE ADHEZÍVUM



# VŽDY SPRÁVNÁ VOĽBA

**ONE COAT 7 UNIVERSAL**

Všetko v jednom

 **COLTENE**

# Formy dávkovania

## Nová a unikátna fľaša

Nová ergonomická fľaša s optimalizovaným kvapkadlom sa vyznačuje presným, čistým dávkovaním bez neustáleho toku.

- až do 300 použití\*
- zjednodušené zaobchádzanie
- ergonomická



## Praktická jedna dávka

ONE COAT 7 UNIVERSAL je dostupný ako praktická jedna dávka na hygienickú aplikáciu na jedno použitie. Na jednoduchý, univerzálne účinný výkon v dennej praxi.

- jednoduchý na používanie
- jednoduchá aplikácia
- hygienický



\* Zdroj: interné údaje

# Univerzálny


## Jeden bond na všetky aplikačné techniky.

- výnimočná účinnosť väzby na sklovinu a dentín
- vynikajúce okrajové utesnenie
- minimalizovaná citlivosť po zákroku

So systémovou optimalizáciou ONE COAT 7.0 je teraz na každú indikáciu dostupný spoľahlivý bond všetko v jednom One Coat 7 universal.

## Magický trojuholník


Nezáleží na tom, či ide o samoleptanie, úplné leptanie alebo selektívne leptanie, ONE COAT 7 UNIVERSAL pokryje všetky potreby. Ľahké bondovanie na materiály ako zlato, titán, keramika, oxid zirkónia a kompozit, bez akéhokoľvek primeru alebo silánu.



# Technické údaje


## Testovacia metóda

Grafy zobrazujú pevnosť väzby v šmyku (SBS/MPa) podľa Watanabeho. Vysoká pevnosť väzby naznačuje dobrú látku medzi bondovacím činidlom a materiálom zuba. To je kľúčové pre dobrú väzbu zubných náhrad.




Schematická reprezentácia SBS

## Porovnanie pevnosti väzby v šmyku (SBS/ Mpa) pri použití techniky samoleptania



## Porovnanie pevnosti väzby v šmyku (SBS/ Mpa) pri použití techniky úplného leptania



\* Nie sú registrované ochranné známky COLTENE

\* Zdroj: interné údaje


dentín

sklovina

# Vlastnosti

## Antibakteriálny\*

ONE COAT 7 UNIVERSAL bol testovaný z hľadiska jeho antibakteriálneho účinku.



\*Testovanie s proliferačným testom na antimikrobiálnu aktivitu so *S. epidermidis* spoločnosťou QualityLabs, Nemecko.

## Chemické vytvrdzovanie

Špeciálny aktivátor One Coat 7.0 zaručuje kompatibilitu s chemicky vytvrdenými materiálmi.



**ONE COAT 7 UNIVERSAL**  
obsahuje:



\*Methacryloyl-oxydecyl-dihydrogenphosphat

# Ďalšie informácie



**60019538** **Uvádzacia súprava**  
**ONE COAT 7 UNIVERSAL Intro Kit**

1 × 5 ml One Coat 7 Universal  
1 × 2,5 ml leptač gél Etchant Gel S  
1 × 20 aplikačné špičky  
1 × 50 čierne štetôčky  
1 × miešacia komôrka  
1 × kryt miešacej komôrky



**7054** **ONE COAT 7.0 Súprava s aktivátorom**

1 × 3 ml One Coat 7.0 aktivátor  
1 × 50 čierne štetôčky



**60019539** **ONE COAT 7 UNIVERSAL**  
**náhradná náplň**

1 × 5 ml One Coat 7 Universal

**7373** **Etchant Gel S Kit**

2 × 2,5 ml injekčná striekačka  
1 × 20 aplikačné špičky

**60019540** **ONE COAT 7 UNIVERSAL**  
**jedna dávka**

50 × 0,1 ml One Coat 7 Universal jedna dávka  
1 × 50 čierne štetôčky

**7634** **čierne štetôčky**

1 × 50 čierne štetôčky



© 2016 Coltène/Whaledent AG  
www.coltene.com | oc7universal.coltene.com

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
T +41 71 757 53 00  
F +41 71 757 53 01  
info.ch@coltene.com

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
T +1 330 916 8800  
F +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com



 **COLTENE**