


JEDINEČNÁ ESTETIKA

DOKÁZANÉ ESTETICKÉ VÝSLEDKY VĎAKA ŠPECIÁLNE KONTROLOVANEJ VEĽKOSTI A TVARU A KONFIGURÁCIE ART NANOČASTÍ V HARMONIZE:

- ROZPTYL A ODRAZ SVETLA PODOBNÉ SKLOVINE
- POSILNENIE CHAMELEÓN EFEKTU PRE LEPŠIE SPLYNUTIE




2^z3 ZUBNÝCH LEKÁROV UVIEDLI, ŽE HARMONIZE MÁ LEPŠIE CELKOVÉ ESTETICKÉ VLASTNOSTI V POROVNANÍ S ICH SÚČASNÝM KOMPOZITOM²

² 18 out of 27 Leading EU Dentists Harmonize Field Evaluation EMEA Sept 2016


ODRAZ SVETLA AKO PRI PRIRODZENOM ZUBE

NIŽŠIA VLNOVÁ DĽŽKA
- MODRÁ FARBA -



DIFUZNÝ ODRAZ

VYŠŠIA VLNOVÁ DĽŽKA
- ČERVENÁ FARBA -



ZRKADLOVÝ ODRAZ


PRESNE TAK AKO PRIRODZENÝ ĽUDSKÝ ZUB SA HARMONIZE PRISPŮBUJE VLNOVÝM DĽŽKAM SVETLA ODRAZOM DIFÚZNEHO SVETLA PRI NIŽŠÍCH VLNOVÝCH DĽŽKACH A ZRKADLOVÉHO SVETLA PRI VYŠŠÍCH VLNOVÝCH DĽŽKACH.

TIETO VÝSLEDKY SA PREJAVUJÚ V LEPŠOM PRISPŮBENÍ SA AKO POPREDNÉ KOMPOZITY, AKO NAPR. FILTEK SUPREME ULTRA.
(interné údaje na vyžiadanie)

VYSOKÝ A TRVÁCNY LESK

VEĽKOSŤ A ŠTRUKTÚRA ČASTÍ TAKTIEŽ UMOŽŇUJE LAHŠIU LEŠTITELNOSŤ A V PRÍPADE POUŽITIA OPTI1STEP POLISHER BOLI PREUKÁZANÉ LEPŠIE A TRVÁCNEJŠIE VÝSLEDKY AKO KONKURENČNÉ.³

NAVYŠE PREUKAZUJÚ VYNIKAJÚCU RETENCIU LESKU, A TO AJ V POROVNANÍ S VEDÚCIMI KOMPOZITMI AKO TPH SPECTRA, GRANDIOSO A TETRIC EVOCERAM.
(interné údaje na vyžiadanie)



³Štúdia boal vykonaná na University of Alabama, 2016.

PRIPRAVTE SA NA POZDVIHNUTIE VÁŠHO UMENIA

Harmonize - Syringe Trial Kit

OBSAHUJE: 4x 2g striekačky (1x dentín A3, 1x dentín A3.5, 1x enamel A2, 1x enamel A3), návod na použitie

Obj. č.	Popis
36631	Harmonize - Syringe Trial Kit

Harmonize - Unidose Trial Kit

OBSAHUJE: 20x 0,25g Unidose (5x dentín A3, 5x dentín A3.5, 5x enamel A2, 5x enamel A3), návod na použitie.

Obj. č.	Popis
36632	Harmonize - Unidose Trial Kit

Harmonize - Refill

Odtieň	1x 4g striekačka	20x 0.25g Unidose
Dentine A1	36545	36571
Dentine A2	36536	36572
Dentine A3	36546	36573
Dentine A3.5	36547	36574
Dentine A4	36548	36575
Dentine B3	36549	36576
Dentine C4	36550	36577
Dentine XL2	36551	36578
Enamel A1	36552	36579
Enamel A2	36537	36542
Enamel A3	36553	36581
Enamel A3.5	36554	36582
Enamel A4	36555	36583
Enamel B1	36556	36584
Enamel B2	36557	36585
Enamel B3	36558	36586
Enamel B4	36559	36587
Enamel C1	36560	36588
Enamel C2	36561	36589
Enamel C3	36562	36590
Enamel C4	36563	36591
Enamel D2	36564	36592
Enamel D3	36565	36593
Enamel D4	36566	36594
Enamel XL	36567	36595
Incisal Translucent Amber	36538	36543
Incisal Translucent Blue	36568	36597
Incisal Translucent Clear	36569	36598
Incisal Translucent Gray	36570	36599
Incisal Translucent SuperClear*	36539	Not Available

*3g striekačka

Harmonize - Syringe Intro Kit

OBSAHUJE: 4x 4g striekačka (1x dentín A3, 1x dentín A3.5, 1x enamel A2, 1x enamel A3), návod na použitie.

Obj. č.	Popis
36633	Harmonize - Syringe Intro Kit

Harmonize - Unidose Intro Kit

OBSAHUJE: 40x 0,25g unidose (10x dentín A3, 10x dentín A3.5, 10x enamel A2, 10x enamel A3), návod na použitie.

Obj. č.	Popis
36634	Harmonize - Unidose Intro Kit

Harmonize - Syringe Advanced Kit

OBSAHUJE: 8x 4g striekačka (1x dentín A2, 1x dentín A3, dentín A4, 1x enamel A2, 1x enamel A3, 1x incizal Amber, 1x incizal Clear, 1x incizal Gray), návod na použitie.

Obj. č.	Popis
36635	Harmonize - Syringe Advanced Kit

Harmonize - Unidose Advanced Kit

OBSAHUJE: 80x 0,25g unidose (10x dentín A2, 10x dentín A4, 10x enamel A2, 10x enamel A3, 10x incizal Amber, 10x incizal Clear, 10x incizal Gray), návod na použitie.

Obj. č.	Popis
36636	Harmonize - Unidose Advanced Kit

Harmonize, Herculite a Opti1Step sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Kerr Corporation v USA a/alebo v iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

Harmonize™
Nanohybrid Universal Composite



VYSKÚŠAJTE ĎALŠIU GENERÁCIU
KOMPOZITU, KTORÝ POZDVIHNE VAŠE
U M E N I E




PRIRODZENÉ VÝPLNE POTREBUJÚ VÁŠ DOTYK A ART

HARMONIZE™ ZAČÍNA S ART, ADAPTIVE RESPONSE TECHNOLOGY, SO SIETOU NANOPLNÍV, KTORÁ UMOŽŇUJE ZHOTOVENIE PRIRODZENÉ VYZERAJÚCICH VÝPLNÍ JEDNODUCHŠIE AKO KEDYKOLVEK PREDTÝM.

ART UMOŽŇUJE LEPŠIE ADAPTAČNÉ SCHOPNOSTI A ZDOKONALENÚ ŠTRUKTURÁLNU INTEGRITU, VĎAKA ČOMU BUDÚ VAMI ZHOTOVENÉ VÝPLNE VÝNIMOČNE PEVNÉ A BEZKONKURENČNE ESTETICKÉ.

VEDA A KRÁSA SÚ SPOJENÉ.



ĽAHŠIA MANIPULÁCIA

OBJAVTE JEDNODUCHŠIU CESTU PRI MODELOVANÍ ANATÓMIE VÁŠHO KOMPOZITU, A TO KOMBINÁCIOU JEDINEČNÝCH SFÉRIKÝCH ART NANOČASTÍ A PATENTOVANÉHO REOLOGICKÉHO MODIFIKÁTORA:

- **ADAPTÍVNA VIZKOZITA POČAS APLIKÁCIE** ZÁVISÍ OD TLAKU VYNALOŽENÉHO NA NÁSTROJ.
- **MINIMALIZOVANÁ LEPIVOSŤ BEZ ZOSUNUTIA.** ŽIADNE PREPRACOVANIE NIE JE POTREBNÉ.


94% POPREDNÝCH AMERICKÝCH ZUBNÝCH LEKÁROV OZNAČILO HARMONIZE AKO VYNIKAJÚCI V MANIPULÁCII⁴

⁴ In a blind evaluation, 94% of leading US dentists stated Harmonize had excellent handling characteristics including stickiness, carvability, spreadability, and viscosity.

VÝNIMOČNÁ PEVNOSŤ

VÁŠE VÝPLNE BUDÚ TRVANLIVÉ, A TO VĎAKA PEVNÉMU SYSTÉMU ZOSILNENÉHO PLNIVA VYTVORENÉHO INTERAKCIOU HARMONIZE ART NANOČASTÍ.

- **ZVÝŠENÁ PEVNOSŤ**, VĎAKA VYSOKÉMU NAPLNENIU (81% PLNIVA).
- **PEVNEJŠIA VÄZBA MEDZI ŽIVICOU A PLNIVOM** POSKYTUJE TRVALÝ VÝSLEDOK.



2 z 3 ZUBNÝCH LEKÁROV BY ZVÁŽILI ZMENU Z TERAJSIEHO KOMPOZITU NA HARMONIZE¹



¹ 18 z 27 popredných EU zubných lekárov - Harmonize Field Evaluation EMEA Sept. 2016

DANAMICKÁ VIZKOZITA

SYSTÉM ART PLNIVA NANOČASTÍ SA PRISPŮBÍ POŽIADAVKÁM ZUBÁRA:

VÝNIMOČNÝ REOLOGICKÝ MODIFIKÁTOR ZLEPŠUJE TEKUTOSŤ KOMPOZITU POČAS MODELOVANIA A UMOŽŇUJE JEDNODUCHÉ TVAROVANIE KOMPOZITU.


PO DOKONČENÍ MODELOVANIA SA VIZKOZITA ZVÝŠÍ, ABY SA PREDIŠLO ZOSUNUTIU KOMPOZITU.

UVEDENÉ MINIMALIZUJE SNAHU NA DOSIAHNUTIE POŽADOVANEJ FORMY A SKRACUJE ČAS POTREBNÝ NA OPRACOVANIE A KONEČNÚ ÚPRAVU. (interné údaje sú k dispozícii na vyžiadanie).


SFÉRIKÝ TVAR

SFÉRIKÝ TVAR SIETE PLNIVA ART JE STAROSTLIVO KONTROLOVANÝ, ABY SA MAXIMALIZOVALO NAPLNENIE A MINIMALIZOVALA LEPIVOSŤ A ZJEDNOŠILO MODELOVANIE.

ZNIŽUJE SA TÝM RIZIKO PULLBACK A POVRCHOVÝCH BUBLÍN.



KONKURENCIA



HARMONIZE

ZOSILNENÁ ŠTRUKTÚRA PLNIVA


VELMI MALÉ SFÉRIKÉ ČASTI OXIDU KREMIČITÉHO A ZIRKÓNU SÚ SPOJENÉ A ZLÚČENÉ DO SPEVNEJ ŠTRUKTÚRY.

ZLEPŠUJE TO INTERAKCIU A PREPOJENIE MEDZI SIETOU PLNIVA A ŽIVICOVOU MATICOU, VÝSLEDKOM ČOHO JE EFEKTÍVNEJŠIA POLYMERIZÁCIA A VYŠŠIA PEVNOSŤ.

MÔŽETE SA SPOLAHNÚŤ NA TRVÁCNEJŠIU VÝPLŇ A VÄČŠIU ODOLNOSŤ VOČI ODŠTEPENIU A ZLOMENINÁM PO DLHŠIU DOBU.

PREUKÁZANÁ MECHANICKÁ PEVNOSŤ

HARMONIZE SA VYZNAČUJE VYŠŠOU PEVNOSŤOU AKO FILTEK SUPREME ULTRA, TETRIC EVOCERAM, ESTELITE SIGMA QUICK A ADMIRA FUSION.



(interné údaje v tabu ke)