

Made in Germany

# fläsh.

Bielenie zubov  
Zubári mu veria,  
pacienti ho milujú.

[flaeshapp.com](https://flaeshapp.com)



[flaesh.com](https://flaesh.com)

Katalóg v slovenčine



Bielenie zubov

## Prebud'te v pacientoch nadšenie pre vašu kliniku!

Bielenie zubov môže byť kľúčom k dokonalému úsmevu pacientov. Rozjasní ho alebo predstavuje čerešničku na torte pri rekonštrukcii alebo ortodontických ošetrovaniach.

fläsh je profesionálny systém bielenia zubov, ktorý prináša spoľahlivé výsledky, ľahko ho použije celý stomatologický tím, zjednoduší pracovné postupy a zaistí, že ošetrovanie každého pacienta bude bezpečné a príjemné.

So systémom fläsh sa stomatológovia už nemusia báť výsledkov a môžu sa sústrediť na vytvorenie sebavedomého úsmevu pacientov, ktorý im zmení život.

Vďaka systému fläsh budete expertom na žiarivejší úsmev, do ktorého sa pacienti zamilujú, pretože naším cieľom je váš úspech.





## Šťastie pacientov na prvom mieste

Spoločlivé výsledky, ktoré zvýšia  
sebavedomie a dôveru pacientov.

## Bez namáhavej práce stomatologického tímu

Systém s jednoduchým použitím,  
navrhnutý na zjednodušenie  
pracovných postupov.

## 30 rokov odborných skúseností

Bezpečná a konzistentná  
nemecká inovácia, ktorej  
môžete veriť.

# fläsh.

Whitening Lamp

## Tajomstvom k vynikajúcim výsledkom bielenia je dokonalá synergia!


Tajomstvo mimoriadnych výsledkov spočíva v dokonalej kombinácii lampy fläsh Whitening Lamp a gélu fläsh Light Whitening Gel.

Najmodernejšia vysokovýkonná LED technológia s vysokointenzívnym sústredeným svetelným spektrom s viditeľným modrým svetlom. Ergonomická obsluha vďaka systému Easy Lock umožňuje dokonalé umiestnenie pred pacienta. Špeciálne nastavenia pre citlivé zuby a bielenie jedného zuba. Možnosť úpravy svetelného výkonu. Optimálne výsledky s gélom fläsh Chairside Light Whitening Gel. Bezpečná pracovná teplota.







fläshcard  
Systém riadenia času



3 bieliace programy  
Constant / Pulse / Single



Virtuálne pokyny priamo  
na pomôcke



Určenie dosiahnutých  
odtieňov bielenia



## Moderná technológia

3 vysokovýkonné LED žiarovky.  
Modré svetelné spektrum  
s vysokou intenzitou  
(460 nm, 190 mW/cm<sup>2</sup>)

## Dlhá životnosť

LED žiarovky vydržia viac  
ako 10 000 použití

## Ergonomický tvar

Systém Easy Lock umožňuje  
presné polohovanie pacienta

## Prispôsobiteľné nastavenia

Režimy pre citlivé zuby a bielenie  
jedného zuba

## Prispôsobiteľný svetelný výkon

Možnosť nastavenia na dosiahnutie  
optimálnych výsledkov

## Bezpečná teplota

Pohodlie pacienta je zaručené

## Optimálne kombinovanie


Najlepšie výsledky sa dosiahnu  
v kombinácii s gélom fläsh  
Chairside Light Whitening Gel

## Komponenty systému

Lampa Whitening Lamp, 3 kusy  
bezpečnostných okuliarov, systém  
fläshcard pre gél, plnofarebná  
dotyková obrazovka

# fläsh.

Chairside Light  
Whitening System



## Jemný, efektívny a rýchly

Systém fläsh Chairside Light Whitening s aktívnym chlorofylom je jemný k zubom s nízkou mierou citlivosti. Účinné vybielenie po 3 – 4 sedeniach v trvaní 15 minút.


Kozmetické bielenie zubov peroxidom vodíka s koncentráciou 6 %. Zdravotné bielenie zubov peroxidom vodíka s koncentráciou 32 % a len na základe zdravotnej indikácie.

Po použití systému fläsh Take Home Whitening môže byť ošetrovanie ešte intenzívnejšie.



WEGSA, fläsh.com/video\_step\_by\_step\_eng

Video: Ošetrovanie  
krok za krokom



## Obsah súpravy pre 2 pacientov\*:

2× gél Chairside Whitening Gel, 4 g  
 2× Gingiva Protector, 1,5 g  
 2× After Whitening Mousse, 1,2 ml  
 2× retractor pier  
 1× 120-minútová časová karta

## Efektívne bielenie

Výsledky dosiahnuté po 3 – 4 bieleniach  
 v trvaní 15 minút

## Optimalizácia pre lampu fläsh Whitening Lamp

Tie najbelšie výsledky

## Presná aplikácia

Presnosť vďaka zelenému gélu

## Vhodné pre dospelých

Pre pacientov vo veku od 18 rokov

## Dostupné koncentrácie

Zdravotné bielenie zubov peroxidom  
 vodíka s koncentráciou 32 %

Kozmetické bielenie zubov peroxidom  
 vodíka s koncentráciou 6 %

\* Obsah súpravy sa môže v jednotlivých  
 krajinách líšiť



fläsh retractor pier


# fläsh.

Systém Take Home  
Whitening System



## S laboratórne vyrobenými aplikátormi upravenými podľa potrieb zákazníka

Použitie je možné pri samostatnom alebo následnom ošetroaní.  
Na použitie v bieliacich aplikátoroch. Doplnenie ponuky  
bielenia zubov u zubára. Jemné bielenie s mätvou príchuťou.



Striekačka, 3 ml




Striekačka, 3 ml



Striekačka, 1,5 g

Bieliaca fólia



## Obsah súpravy pre 1 pacienta\*:

- 4× gél Whitening Gel, 3 ml
- 1× pena After Whitening Mousse, 3 ml
- 2× bieliaca fólia\*
- 1× Blocker\*
- 1× balenie aplikátorov

## Účinný gél

Dodáva sa v striekačkách s objemom 3 ml s jednoduchou aplikáciou

## Pena After

## Whitening Mousse

Znižuje citlivosť zubov a mineralizuje ich

## Bieliaca fólia (voliteľná)

Dokonalé nasadenie laboratórne vyrobených aplikátorov a aplikátorov vyrobených podľa potrieb zákazníka

## Blocker (voliteľný)

Ako medzikus pre laboratórne modely

## Balenie aplikátorov

Udržiava na miere vyrobené aplikátory v bezpečí a čistote

## Vhodné pre dospelých

Pre pacientov vo veku od 18 rokov

## Kozmetické bielenie zubov

10 % KP (≈3,5 % PV)

16 % KP (≈5,6 % PV)

\* Obsah súpravy sa môže v jednotlivých krajinách líšiť

PV: peroxid vodíka, KP: karbamidperoxid

# fläsh.

Starostlivosť  
po ošetroaní



## Najlepšie ošetroenie po bielení pre vašich pacientov



Osviežujúca  
LIMETKA A MÄTA

## Whitening Toothpaste Care & Repair

Ideálna starostlivosť pre biele zuby pred a po bielení. Určená na každodenné použitie. Vhodná aj na citlivé zuby. Posilňuje sklovinu pomocou 17 % hydroxylapatitu. Dvojnásobná ochrana pred zubným kazom vďaka fluoridu sodnému (1100 ppm F) a 30 % xylitolu. Podporuje slinenie, ktoré následne posilňuje opätovnú mineralizáciu. Bez SLS. Bez triclosanu. Neobsahuje bieliace činidlá. Jemné čistiace činidlá. Novinka: Bez oxidu titaničitého. Chráni pred vznikom nového zubného kameňa.

# fläsh.

Informácie pre stomatológov

## Plynulé zaradenie do ponuky vašej ambulancie



**flaeshapp.com**

Tip: Na predstavenie výsledku bielenia použite aplikáciu flaeshapp!

Bielenie zubov je nevyhnutnou súčasťou modernej estetickej stomatológie. Ak ho chcete úspešne zaradiť do svojej ponuky, zvažte tieto základné kroky:

### Vzdelajte svojich zamestnancov

Lampa fläsh Whitening Lamp má režim navádzaného ošetrovania, vďaka ktorému je priebeh bielenia veľmi jednoduchý. Na adrese [flaesh.com](http://flaesh.com) je tiež k dispozícii detailné inštruktážne video. Najlepšie je ísť príkladom. Ak vaši zamestnanci zažijú bielenie na vlastnej koži, budú s nadšením túto službu propagovať vo vašej ambulancii.

### Zvýšte povedomie u pacientov

Väčšina pacientov nechodí do vašej ambulancie konkrétne kvôli bieleniu zubov, ale určite by si želali žiarivejší úsmev! Zamestnanci môžu jednoducho predstaviť bielenie ako doplnkové ošetrovanie a zdôrazniť možnosť tejto služby počas konzultácie a v informačných materiáloch pre pacientov tak, ako to vidíte na ďalšej strane.

### Rozšírte svoj záber

Predstavenie prirodzene vyzerajúcich implantátov, ortodontických ošetrovaní alebo rekonštrukcií je ešte príťažlivejšie v kombinácii so žiarivo bielym úsmevom. Fotografie zubov pred a po bielení dokážu vniesť zmenu do vašej ambulancie aj na sociálne siete.

### Urobte so šťastných pacientov verných zástancov bielenia

Sebavedomý a belší úsmev šíri radosť. Spokojní pacienti sa podelia o svoje skúsenosti, odporučia vaše služby a prinesú nových klientov, vďaka čomu bude bielenie zubov kľúčovou časťou úspechu vašej ambulancie!

[flaesh.com](http://flaesh.com)

# fläsh.

Informácie pre pacientov

## Cesta k dokonalému úsmevu

Bielenie zubov prinesie vašim pacientom krajší úsmev. Znamená tiež pridanú hodnotu zubného ošetrovania alebo dokáže opraviť patologicky sfarbené zuby do ich pôvodného stavu. Informačný leták pre pacientov fläsh vám pomôže jednotlivým pacientom jednoducho vysvetliť možnosti dosiahnutia belšieho úsmevu.

### fläsh.

Ste pripravení  
na belší úsmev?

Profesionálne  
bielenie zubov  
priamo vo vašej  
zubnej ambulancii.

flaesh.com




Leták pre pacientov v čakárni

Úryvok z brožúry pre pacientov.

### Dokonalosť v kombinácii ošetrováním

Bielenie zubov pred rekonštrukciou chrupu



Pri výplniach, inlayoch, korunkách a implantátoch zvyšné zuby vybiel'te pred zákrokom. Farbu zubnej náhrady je možné doladiť neskôr.

Bielenie zubov po ortodontickom ošetrovaní (aligner)



Ortodontická liečba dospelých zabezpečuje správne vyrovnanie zubov. Systém fläsh tooth whitening dodá vášmu úsmevu dokonalý vzhľad.

Bielenie jedného zuba



Je vhodné aj na bielenie a úpravu jednotlivých zubov.



Kedykoľvek je  
možné aj opakované  
ošetrenie.

Dostupné v digitálnej podobe na adrese **www.flaesh.com**  
a tiež na stránke **flaeshapp.com**

# fläsh.

Marketing



[flaeshapp.com](https://www.flaeshapp.com)

Ukážte a povedzte svojim  
pacientom, čo dokážete

Okamžitá ukážka dosiahnuteľných  
výsledkov bielenia s pomocou umelej  
inteligencie.


Môžu ho využiť zamestnanci  
ambulancie a pacienti. Nie je  
potrebná inštalácia aplikácie.

Stačí prejsť na adresu  
**[www.flaeshapp.com](https://www.flaeshapp.com)** v prehliadači a  
použiť fotoaparát na vašom zariadení.



Stačí naskenovať  
a je to!

Tip: Uložte si adresu **[flaeshapp.com](https://www.flaeshapp.com)** na domovskú obrazovku vo svojom telefóne, aby ste ju mali vždy poruke a mohli ukázať pacientom ich najlepší úsmev. Po odfotografovaní otočte svoj telefón horizontálne, aby ste mohli porovnať úsmev pred a po bielení.



Pozrite si naše videá a marketingové materiály na adrese **www.flaesh.com**

Kvalitný akrylový stojan s rozmermi 21 × 15 cm s meniacimi sa motívmi na pult alebo do čakárne.



## Na marketingu pre pacientov skutočne záleží

Bielenie zubov je skvelý spôsob, ako získať nových pacientov, vylepšiť ostatné druhy ošetrovania a rozšíriť si služby.



Akrylový nástenný vešiak v štýle moderného umenia, 60 cm × 60 cm



Profesionálny akrylový nástenný vešiak, 60 cm × 60 cm

Vypýtajte si ďalšie marketingové materiály.

## Prehľad produktov

### fläsh Whitening Lamp

1× lampa Whitening Lamp / 3 ks bezpečnostných okuliarov / 1 akrylová reklamná tabuľka, 60 cm x 60 cm

### fläsh Chairside Light Whitening System 32 % PV

Súprava pre 2 pacientov: 2× gél, 32 % PV, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g,  
2× After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2× retractor pier + 120-minútová časová karta  
32 % PV: Zdravotné bielenie zubov je dostupné len na základe zdravotnej indikácie

### fläsh Chairside Light Whitening System 6 % PV

Súprava pre 2 pacientov: 2× gél, 6 % PV, 4 g / 2× Gingiva Protector, 1,5 g,  
2× After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2× retractor pier + 120-minútová časová karta  
6 % PV: Kozmetické bielenie zubov

### fläsh Take Home Whitening System 10 % KP (≈3,5 % PV)

Súprava pre 1 pacienta: 4× gél, 10 % KP, 3 ml, 1× After Whitening Mousse, 3 ml/  
1× balenie aplikátorov, (príslušenstvo: 2× bieliacia fólia/1× Blocker), kozmetické bielenie zubov

### fläsh Take Home Whitening System 16 % KP (≈5,6 % PV)

Súprava pre 1 pacienta: 4× gél, 16 % KP, 3 ml, 1× After Whitening Mousse, 3 ml/  
1× balenie aplikátorov, (príslušenstvo: 2× bieliacia fólia/1× Blocker), kozmetické bielenie zubov

### fläsh Whitening Pen

4 ml, 16 % KP (≈5,6 % PV), mätová príchuť, kozmetické bielenie zubov

### fläsh Whitening Toothpaste, limetka a mäta

75 ml, 30 % xylitol, 17 % hydroxylapatit

## Poznámky

[illegible]

Made in Germany

# fläsh.

Vyberte si z našich produktov, s ktorými dosiahnete dokonalé vybielenie a poskytnete starostlivosť, vďaka ktorej budú úsmevy vašich pacientov žiarivejšie a meno vašej ambulancie sa stane synonymom jedinečnosti.



obim, flaesh.com/dealer

Nájdite predajcu vo svojom okolí.

WHITEsmile GmbH  
Weinheimer Straße 6  
69488 Birkenau/Germany  
+49 (0)6201 8432190  
info@flaesh.com  
flaesh.com

Všetky produkty na bielenie zubov sú určené na profesionálne použitie a môžu ich používať alebo poskytovať len stomatologické ambulancie.

Technické zmeny a chyby v texte vyhradené.

Výber produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.  
Informujte sa u svojho miestneho predajcu.

REF 9 18, 03/2025, SLOVAK