

# Essentia® Universal shade od GC

## Jeden odtieň pre všetky indikácie



**Essentia HiFlo**

Univerzálny svetlom tuhnutí  
kompozit s **vyšokou zatekavosťou**



**Essentia LoFlo**

Univerzálny svetlom tuhnutí  
kompozit s **nízkou zatekavosťou**



**Essentia**

Univerzálny svetlom tuhnutí  
kompozit s **tuhou konzistenciou**

900740 Essentia HiFlo striekačka, U (1 x 2 ml) EEP

900742 Essentia LoFlo striekačka, U (1 x 2 ml) EEP

900977 Essentia striekačka, U (1 x 2 ml) EEP

900998 Essentia Unitips, U (15 x 0.16 ml)

## Pozrite sa aj na produkt G-Premio BOND

Univerzálny bond od GC určený na bondovanie bez kompromisov

- 012689 G-Premio BOND Kit 5 ml EEP
- 012695 G-Premio BOND Náhradná náplň 5 ml EEP
- 012690 G-Premio BOND 3-fľaštičkové balenie EEP
- 009035 G-Premio BOND Unit Doses, 50 kusov (0,1 ml) EEP



essentia

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
info.slovakia@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**GC**

ZOLF SK 8 82 12/19

# Jeden odtieň pre všetky indikácie

## Essentia® Universal shade od GC

Universal resin composite

**GC**

# Essentia® Universal shade od GC


## Jeden odtieň pre všetky indikácie

Prostredníctvom **Essentia Universal shade** otvára GC dvere dokorán jednoduchosti. Essentia Universal sa vyznačuje výnimočným chameleón efektom a **bez ohľadu na odtieň úplne bez problémov splyva s okolitou štruktúrou zuba.**


Je dostupná v **troch viskozitách - všetky sú dostatočne pevné pre použitie u kavit všetkých tried** - Essentia Universal je dokonalým riešením pre všetky výplne v postrannom úseku chrupu.

Vďaka patentovanej príprave častíc plniva a použitiu ultra jemných častíc sú **fyzikálne vlastnosti Essentia HiFlo a Essentia LoFlo dokonca lepšie** než u Essentia Universal (pastová konzistencia), čo umožňuje spoľahlivé použitie všetkých viskozít pre všetky indikácie.

Prispôbenie sa odtieňu Essentia Universal Shade (pasta) ku štruktúre zuba v rôznych farebných odtieňoch...



Pevnosť v ohybe a 3-body test proti opotrebovaniu medzi dvoma povrchmi s tromi viskozitami Essentia Universal shade (Zdroj: GCC R&D dáta)



**Essentia HiFlo** je zatekavý kompozit s **vysokou zmáčavosťou**, ideálny pre ľahkú adaptáciu na dno preparovaných kavit a výborné zatekanie do úzkych kavit. Ponúka skvelé vlastnosti vhodné na manipuláciu, ako aj vynikajúcu pevnosť a vysokú rádiopacitu nad 300 %, čo uľahčuje diagnostiku sekundárneho kazu.



**Essentia LoFlo** je injektabilný kompozit s **nízkou zatekavosťou**, optimálny v prípade, ak je potrebné použiť tixotropný materiál - napríklad pri krčkových výplniach. Sľubuje minimálne opotrebenie, zabezpečuje dlhotrvajúcu výplň dokonca aj na okluzálnom povrchu.



**Essentia** je pastový kompozit so zjednodušenou koncepciou siedmych odtieňov. Jeho Univerzálny odtieň má vynikajúci chameleón efekt, ako aj **tuhú konzistenciu**: je ideálny na jednodotieňové posteriórne výplne.



Preparácia malej kavity I. triedy



Aplikácia Essentia HiFlo Universal



Pooperačný stav ukazuje vynikajúcu farebnú adaptáciu s prirodzeným zubom



Pri tomto náročnom post-endodontickom prípade bol zvolený priamy prístup



Výplň s everX Posterior ako dentínové jadro a Essentia Universal pre pokrytie



Stav po šiestich mesiacoch vykazuje vynikajúcu farebnú integritu s okolitou zubnou štruktúrou