

Zvládnite výzvy práce s lítium disilikátom

S produktom Initial LiSi Vám GC ponúka vysoko estetickú feldsparovú fazetovaciu keramiku, ktorá je prispôbená svetelnej dynamike lítium disilikátových konštrukcií. Vzhľadom na rastúcu popularitu týchto konštrukcií ponúka GC riešenie pre vysoko estetické a dlhotrvajúce rekonštrukcie, ktoré dlhodobo uspokojia požiadavky pacientov.

GC Initial LiSi sa vyznačuje presne zodpovedajúcim koeficientom tepelnej rozťažnosti (CTE), nízkou teplotou pálenia a vysokou stabilitou počas viacnásobných pálení. Initial LiSi Vám bude imponovať svojimi vynikajúcimi estetickými vlastnosťami na lítium disilikátových konštrukciách, najmä pokiaľ ide o optickú dynamiku.

Nová špeciálna fazetovacia keramika sa môže používať obidvoma spôsobmi vrstvenia: individuálnym vrstvením aj cut-back technikou, s použitím osvedčeného keramického konceptu Initial - jedno odtieňový systém - jedna technika vrstvenia.

Pokiaľ by ste chceli viac, plne anatomické rekonštrukcie je možné ich vylepšiť charakterizáciou pomocou glazúrovacích farbičiek GC Initial Lustre Pastes NF.



Všetky výhody viditeľné na prvý pohľad

Vysoká stabilita pri pálení, dokonca aj počas viacnásobných pálení



Zub vľavo:
Initial LiSi

Zub vpravo:
Štandardná lítium disilikátová
fazetovacia keramika

bez straty jasú



so zachovaním vnútorných charakteristík

Špeciálne navrhnutá a prispôbená svetelnej dynamike lítium disilikátových konštrukcií



Zub vľavo:
Initial LiSi

Zub vpravo:
Štandardná lítium disilikátová
fazetovacia keramika

Pestrá ponuka špeciálnych práškov ako Fluo Dentíny (FD), ktoré ponúkajú prirodzenú fluorescenciu so zachovaním správnej hodnoty jasú a prášky INside (IN) so správnym vyvážením chroma (intenzity farby) a fluorescencie.



Incizálne prášky ako sú Enamel Opal (EOP), Translucent Modifiers (TM) alebo Clear Fluorescent (CL-F) sú prispôbené rozptýliť okolité svetlo a ponúknuť prirodzený vzhľad.


Nízka teplota pálenia a presne zodpovedajúci koeficient tepelnej rozťažnosti



Feldsparová fazetovacia keramika s optimalizovanou štruktúrou kryštálov, ktorá prináša prirodzenejší optický efekt a tým dokonale prirodzený estetický vzhľad



Ucelený odtieňový a vrstviaci systém podľa osvedčeného bio-estetického konceptu odtieňov Initial



Rýchle, estetické a ekonomické výsledky

Bez ohľadu na to, či používate cut-back vrstvenie, individuálne vrstvenie alebo monolitickú techniku s maľovaním, keramika GC Initial LiSi Vám systematicky ponúka nástroje, aby ste toto všetko mohli zvládnuť v krátkom čase.



- Štandardný prístup: Základný a pokročilý systém vrstvenia
- Úplne kompatibilný s IQ Lustre Pastes NF, ktoré ponúkajú vnútorné/vonkajšie farbenie a glazúru



Všetky vaše lítium disilikátové výzvy zvládnete s keramikou Initial LiSi od GC



GC Initial LiSi - Ideálny výber, s ktorým zvládnete všetky výzvy

GC Initial LiSi Basic Set



Balenie obsahuje:

GC Initial LiSi, Dentin, D-A1/D-A2/D-A3/D-B1/D-B2/D-C2, 20 g
 GC Initial LiSi, Enamel, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g
 GC Initial LiSi, Clear Fluorescence, CL-F, 20 g
 GC Initial LiSi, Translucent, TN/TO, 20 g
 GC Initial LiSi, Bleach Dentin, BLD-2, 20 g
 GC Initial LiSi, Bleach Enamel, BL-E, 20 g
 GC Initial LiSi, Translucent Modifier, TM-01/TM-05, 20 g
 GC Initial AL,Zr,Ti / INVIVO-INSITU glazúrový prášok, GL, 10 g, LiSi
 GC Initial AL,Zr,Ti / INVIVO-INSITU glazúrová tekutina, 25 ml, LiSi
 GC Initial LiSi, Modelovacia tekutina, 50 ml
 GC Initial LiSi Tabuľka odtieňov
 GC Initial LiSi Technický manuál

GC Initial LiSi Advanced Set



Balenie obsahuje:

GC Initial LiSi, Enamel Occlusal, EO-15, 20 g
 GC Initial LiSi, Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20 g
 GC Initial LiSi, Enamel Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20 g
 GC Initial LiSi, Cervical Translucent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25,
 20 g
 GC Initial LiSi, INside, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/
 IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20 g
 GC Initial LiSi, Modelovacia tekutina, 50 ml

initial

LiSi

od GC

Zvládnite výzvy
práce s lítium
disilikátom



GC Initial Lustre Pastes NF Set V-odtiene

- 5 základných odtieňov, s ktorými dosiahnete Vita odtiene tým najjednoduchším spôsobom
- 9 efektných odtieňov, ktoré Vám otvoria cestu k umeleckej práci a umožnia vytvoriť aj biele škvrny, dekalifikácie, praskliny

Fotografie s láskavým dovolením:

Michael Brusch, Nemecko | Joshua Polansky, USA | Djemal Ibrahim, Švajčiarsko | Simone Maffei, Taliansko | Javier Tapia, Španielsko

GC EUROPE N.V.

Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Slovakia
 Raková 1441
 SK - 023 51 Raková / Čadca
 Tel. +421.911.570.999
 Fax. +421.414.000.264
 slovakia@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

GC

GC