

## Pripravte sa na jednoduché vrstvenie kompozitov

pomocou GC Modelovacej tekutiny a štetcov Gradia



012244 - GC Modeling Liquid, náplň 6 ml EEP

001533 - GC GRADIA, okrúhly štetec, č. 1 x 10

001534 - GC GRADIA, plochý štetec, č.1 x 10

001535 - GC GRADIA, držiak štetcov x 2

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP

Obsahuje GC Modelovacu tekutinu,  
Gradia ploché štetce (5x), Gradia okrúhle štetce (5x),  
Gradia držiaky štetcov (2x) a aplikačné podložky.

## Objavte spojenie jednoduchej manipulácie a dokonalej estetiky

s kompozitmy od GC



Gradia Direct Anterior / Posterior / X



G-aenial Anterior / Posterior



Essentia

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
slovakia@eeo.gceurope.com  
www.eeo.gceurope.com

**GC**

z OLF 882 SK 01/18



Naneste, vytvarujte,  
vyhladíte -  
a hotovo!

Nanášanie  
vrstiev  
kompozitu je  
jednoduchšie

vďaka GC Modelovacej  
tekutine a GC štetcom

**GC**

# Zjednodušte si svoju prácu s kompozitmi za pomoci použitia štetcov

Práca s priamymi kompozitmi môže byť zložitá: niekedy sa Vám prilepia na nástroje, ťažko sa tvarujú alebo vyhladzujú tak, ako by ste chceli a niekedy po Vašej práci zostanú viditeľné okrajové línie...

Používanie štetca a modelovacej živice na aplikáciu kompozitov skutočne prinesie lepšie výsledky.



Rýchla a jednoduchá aplikácia a tvarovanie

Vďaka štetcu namočenému do modelovacej tekutiny budú kompozity menej lepkavé, čo povedie k ľahšej a rýchlejšej aplikácii a tvarovaniu.



Hladká povrchová vrstva pre rýchlejšiu konečnú úpravu

Aplikácia poslednej vrstvy pomocou navlhčeného štetca tiež umožní efektívne vyhladenie vrstvy a dosiahnutie veľmi pekného povrchu. To zjednodušuje proces dokončovania a šetrí drahocenný čas.



Neviditeľná pre najlepšie estetické výsledky

Hoci je GC Modelovacia tekutina počas aplikácie mierne žltkastá, po vytvrdení svetlom sa stáva úplne transparentnou - čo zaručuje najlepšie estetické výsledky.



GC Modeling Liquid je dokonalá zvlhčujúca živica pre techniku s použitím štetca:

- Nízka viskozita
- Neviditeľná po vytvrdení svetlom
- Jednoduchý a časovo nenáročný postup
- 350 kvapiek vo fľaštičke pre 350 výplní!
- Kompatibilná so všetkými priamymi kompozitmi
- Skladovanie pri izbovej teplote



# Dajte zbohom zložitým kompozitom Naneste, vytvarujte, vyhladte - a hotovo!



Kvapnite jednu kvapku GC Modelovacej tekutiny na podložku.



Rýchlo ju použite a chráňte pred svetlom ochranným krytom.



Namočte štetec do kvapky, aby ste ho navlhčili.



Prebytočnú tekutinu dôkladne odstráňte pomocou papierového obrúska.



Pomocou plochého štetca vytvorte sklovinovú stenu v palatálnej časti.



Okrúhly štetec bude vhodný na vytvorenie vrstvy v interproximálnej časti.



Naneste dentínovú hmotu pomocou plochého štetca.



Vytvarujte dentínové mamelóny pomocou okrúhleho štetca.



Vďaka tomuto štetcu bude mať finálna vrstva hladký povrch.

Vhodné aj pre aplikáciu v posteriórnej oblasti  
Okrúhly štetec pomáha vytvárať hrbolčeky zubov a dokončiť anatómiu zuba.



Štetec sa dá ľahko ohnúť pre lepší prístup do zadnej časti.



Štetec sa môže použiť na aplikáciu materiálu na jednotlivé hrbolčeky zubov.



Je vhodný na modeláciu fisúr a anatómiu zuba.