
























OrthoEasy® Pins + Pal

Order No.		Description	Thread length [mm]	Total length [mm]	Content
1101A2306		OrthoEasy® Pin Rosé, 6 mm ø 1,7 mm, Kreuzslot .022" OrthoEasy® Pin Rosé, 6 mm ø 1,7 mm, Cross slot .022"	5,8	9,8	5
1101A2308		OrthoEasy® Pin Pink, 8 mm ø 1,7 mm, Kreuzslot .022" OrthoEasy® Pin Pink, 8 mm ø 1,7 mm, Cross slot .022"	7,8	11,8	5
1101A2310		OrthoEasy® Pin Gold, 10 mm ø 1,7 mm, Kreuzslot .022" OrthoEasy® Pin Gold, 10 mm ø 1,7 mm, Cross slot .022"	9,8	13,8	5
1101A2312		OrthoEasy® Pin Silber, 12 mm ø 1,7 mm, Kreuzslot .022" OrthoEasy® Pin Silver, 12 mm ø 1,7 mm, Cross slot .022"	11,8	15,8	5
1201A2308		OrthoEasy® Pal Pink, 8 mm ø 1,7 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Pink, 8 mm ø 1,7 mm, Internal thread M1,7	7,8	12,6	5
1201A2310		OrthoEasy® Pal Gold, 10 mm ø 1,7 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Gold, 10 mm ø 1,7 mm, Internal thread M1,7	9,8	14,6	5
1201A2312		OrthoEasy® Pal Silber, 12 mm ø 1,7 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Silver, 12 mm ø 1,7 mm, Internal thread M1,7	11,8	16,6	5
1201A2314		OrthoEasy® Pal Blau, 14 mm ø 1,7 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Blue, 14 mm ø 1,7 mm, Internal thread M1,7	13,8	18,6	5

OrthoEasy® Pal Long Neck












Order No.		Description	Thread length [mm]	Total length [mm]	Content
1221A1708		OrthoEasy® Pal Long Neck Pink, 8 mm ø 1,7 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Long Neck Pink, 8 mm ø 1,7 mm, Internal thread M1,7	7,8	14,7	5
1221A1710		OrthoEasy® Pal Long Neck Gold, 10 mm ø 1,7 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Long Neck Gold, 10 mm ø 1,7 mm, Internal thread M1,7	9,8	16,7	5
1221A1712		OrthoEasy® Pal Long Neck Silber, 12 mm ø 1,7 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Long Neck Silver, 12 mm ø 1,7 mm, Internal thread M1,7	11,8	18,7	5
1221A1714		OrthoEasy® Pal Long Neck Blau, 14 mm ø 1,7 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Long Neck Blue, 14 mm ø 1,7 mm, Internal thread M1,7	13,8	20,7	5
1221A2308		OrthoEasy® Pal Long Neck Pink, 8 mm ø 2,3 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Long Neck Pink, 8 mm ø 2,3 mm, Internal thread M1,7	7,8	14,6	5
1221A2310		OrthoEasy® Pal Long Neck Gold, 10 mm ø 2,3 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Long Neck Gold, 10 mm ø 2,3 mm, Internal thread M1,7	9,8	16,6	5
1221A2312		OrthoEasy® Pal Long Neck Silber, 12 mm ø 2,3 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Long Neck Silver, 12 mm ø 2,3 mm, Internal thread M1,7	11,8	18,6	5
1221A2314		OrthoEasy® Pal Long Neck Blau, 14 mm ø 2,3 mm, Innengewinde M1,7 OrthoEasy® Pal Long Neck Blue, 14 mm ø 2,3 mm, Internal thread M1,7	13,8	20,6	5

OrthoEasy® Pal Abutments

Order No.		Description	Content
1299-1015		<p>OrthoEasy® Pal Abutment, Hohes Profil, mit Verdrehsicherung, Haken und Slot .022" x .028"</p> <p>OrthoEasy® Pal abutment, High profile, with rotation lock, hook and slot .022" x .028"</p>	10
1299-1016		<p>OrthoEasy® Pal Abutment, Hohes Profil, ohne Verdrehsicherung und Slot ø 1,5 mm</p> <p>OrthoEasy® Pal abutment, High profile, without rotation lock and slot ø 1,5 mm</p>	10
1299-1004		<p>OrthoEasy® Pal Abutment, Flaches Profil, ohne Verdrehsicherung</p> <p>OrthoEasy® Pal abutment, Flat profile, without rotation lock</p>	10
1299-1014		<p>OrthoEasy® Pal Abutment, Hohes Profil, mit Verdrehsicherung</p> <p>OrthoEasy® Pal abutment, High profile, with rotation lock</p>	10
1299-1018		<p>OrthoEasy® Pal Abutment, Hohes Profil, ohne Verdrehsicherung</p> <p>OrthoEasy® Pal abutment, High profile, without rotation lock</p>	10
1299-1019		<p>OrthoEasy® Pal Abutment, Hohes Profil, ohne Verdrehsicherung – Easy Mount</p> <p>OrthoEasy® Pal abutment, High profile, without rotation lock – Easymount</p>	10


Zubehör

Accessories

Order No.		Description	Content	OrthoEasy®	OrthoEasy® Pal
1299-0100		Befestigungsplatte, paralleler Draht (ø 1,1 mm)* für Apparaturen zur Mesialisierung oder Distalisierung von Molaren im Oberkiefer Fixation plate with parallel wire (ø 1.1 mm)* for appliances for mesialization or distalization of molars in the upper jaw	1	–	✓
1299-0101		Befestigungsplatte, orthogonaler Draht (ø 1,1 mm)* für Apparaturen zur Mesialisierung oder Distalisierung von Molaren im Oberkiefer Fixation plate with orthogonal wire (ø 1.1 mm)* for appliances for mesialization or distalization of molars in the upper jaw	1	–	✓
1299-0102		Befestigungsplatte, Draht in T-Form (ø 1,1 mm)* für Apparaturen zur Mesialisierung oder Distalisierung von Molaren im Oberkiefer Fixation plate with wire in T-shape (ø 1.1 mm)* for appliances for mesialization or distalization of molars in the upper jaw	1	–	✓
322-0110		SmartJet™ Tube, Distal-Mesial Slider für Apparaturen zur Mesialisierung oder Distalisierung von Molaren im Oberkiefer SmartJet™ Tube, distal-mesial slider for appliances for mesialization or distalization of molars in the upper jaw	1	–	✓
322-0120		SmartJet™ Laborschraubendreher SmartJet™ laboratory screwdriver	1	–	✓
322-0121		SmartJet™ Klinge für Drehmoment-Schraubendreher SmartJet™ blade for torque screwdriver	1	–	✓
1299-0007		SmartDrive Drehmomentaufsatz mit Torquekontrolle, 10 Ncm (für 1299-1006, 322-0121) SmartDrive Torque Attachment with torque control (for 1299-1006, 322-0121), limited to 10 Ncm	1	–	✓
A167D1639		Distalschraube für Frosch II Apparatur Distal screw for Frog II appliance	1	–	✓
100-0009		Drehschlüssel Safety Key	1	–	✓
307-1012		Memory Titanol-Feder zum Aufrichten der Molaren	10	✓	–
307-1010		Memory Titanol-spring for molar uprighting			
307-1060		Power-Arm .018"	10	✓	–
307-1065		Power-Arm .022"			



*Länge Befestigungselement 13,5 mm | length fixation element 13.5 mm

Basisprodukte Basic products

Order No.		Description	Content	OrthoEasy®	OrthoEasy® Pal
1199-0006		OrthoEasy® Achtkantklinge kurz 10 mm OrthoEasy® Octagonal blade short 10 mm	1	✓	–
1199-0015		OrthoEasy® Achtkantklinge 45 mm OrthoEasy® Octagonal blade 45 mm	1	✓	–
1199-0007		OrthoEasy® Achtkantklinge 5 mm OrthoEasy® Octagonal blade 5 mm	1	✓	✓
1199-0008		OrthoEasy® Achtkantklinge 10 mm OrthoEasy® Octagonal blade 10 mm	1	✓	✓
1300-0002-010		Accuguide® Klinge (für Insertionsschablonen) Accuguide® Blade (for insertion guides)	10	–	✓
1199-0002		OrthoEasy® Schraubendreher Handgriff OrthoEasy® handle for screw driver	1	✓	–
1299-1001		OrthoEasy® Pal Laboranalog für die Vorbereitung der Apparatur im Labor OrthoEasy® Pal lab analog for the preparation of the appliance in the laboratory	1	–	✓
1299-1003		OrthoEasy® Pal Befestigungsschraube zu benutzen mit 1299-1006 OrthoEasy® Pal retaining screw only to be used with 1299-1006	10	–	✓
1299-1005		OrthoEasy® Pal Abdruckkappe für die konventionelle Abdrucknahme (Silikon, Alginat) OrthoEasy® Pal impression cap for conventional impression taking (silicone, alginate)	10	–	✓
1299-1006		Klinge für OrthoEasy® Pal Befestigungsschraube, für Winkelhandstücke mit Torque Kontrolle (Drehmoment 10 Ncm) oder alternativ: 1299-0007 Blade for OrthoEasy® Pal retaining screw for contra-angle handpieces with torque control (Torque 10 Ncm) or alternatively: 1299-0007	1	–	✓

Optionale Produkte

Optional products

Order No.		Description	Content	OrthoEasy®	OrthoEasy® Pal
1199-0000		<p>OrthoEasy® Rack (leer) für OrthoEasy® Pins und Instrumente</p> <p>OrthoEasy® Rack (empty) for OrthoEasy® Pins and instruments</p>	1	✓	✓
1299-1007		<p>OrthoEasy® Manueller Drehansatz für alle gängigen Winkelhandstücke</p> <p>OrthoEasy® Manual drive attachment for contra-angle handpieces</p>	1	-	✓