

SELEXION







P 06-09

NLafdruk & gips
FRempreinte & plâtre



P 10-13

NLmodelvervaardiging
FRfabrication de modèle



P 14-17

NLdupliceren
FRduplicata



P 18-21

NLwas
FRcire



P 22-25

NLgieten
FRcoulée



P 26-29

NLkunststof
FRrésine



P 30-33

NLtanden
FRdents



P 34-43

NLpolijsten & afwerken
FRpolissage & grattage



P 44-51

NLroterende instrumenten
FRinstruments rotatifs



P 52-63

NLinstrumenten
FRinstruments



P 64-66

NLaccessoires
FRaccessoires

A

Acryrive.....	40
Acrystar C blue.....	46
Acrystar M blue.....	46
Adams pliers.....	61
Aderer pliers.....	60
Aderer pliers.....	60
Alabaster.....	8
Aloxyde.....	39
Analine pencil.....	62
Angle pliers.....	61
Artery forceps.....	58
Artery forceps.....	58
Artery forceps.....	58
Articulation tweezers.....	61
Artiplaster A.....	8
Artiplaster N.....	8

B

Boley gauge.....	57
Bubble free.....	16

C

Casting ring.....	25
Cement spatula.....	61
Ceraflex blue.....	45
Ceraflex grey.....	46
Ceraflex pink.....	46
Cerastar green.....	45
Cleaning box.....	66
College tweezers.....	61
Corund linen.....	43
Corund paper.....	43
Crown scissors curved.....	55
Crown scissors straight.....	55

D

Denture box blue.....	65
Denture box white.....	65
Denture brush mixed colors.....	65
Denture finish.....	28
Diagonal cutter.....	60
Dial caliper D.....	57
Dialux.....	43
Diamond disc.....	42
Die spacers.....	11
Digital gauge.....	57
Dipping hardener.....	24

E

Eco-bite.....	7
Eco liner.....	23
Eco-sil.....	7
Elektrolyt.....	43
Emboxing paste.....	16
Excavator.....	61

F

Fiberdisc.....	41
Filters.....	66
Flask holder / brass flask.....	28
Flat-nosed pliers.....	60
Flat-nosed pliers.....	60
Foil scissors curved.....	55
Foil scissors straight.....	55

G

Geloform blue.....	17
Geloplast pink.....	17
Glass beads.....	39
Glue accelerator.....	12
Gum scissors curved.....	55
Gum scissors straight.....	55

H

Handsaw & sawblades.....	11
Headband magnifier.....	59

I

Instrument set with case.....	54
Iwanson metal.....	57
Iwanson wax.....	57

L

Lab brush 1r 26/44.....	36
Lab brush 2r 26/55.....	36
Lab brush 2r 49.....	37
Lab brush 2r 50/70.....	35
Lab brush 3r 26/55.....	35
Lab brush 3r 26/55 special.....	35
Lab brush 4r 40/80.....	36
Lab brush 4r 40/80.....	36
Lab brush 4r 40/80.....	37
Lab brush 4r 40/80.....	37
Lab brush 4r 40/80 special.....	35
Lab putty A85.....	15
Lab putty C85.....	15

Lab putty C95.....	15
Lc baseplates.....	20
Lc trayplates.....	20
Lc trayplates premium.....	20
Le Cron curved.....	54
Le Cron straight.....	54

M

Magnet stand s.....	59
Mandrel.....	41
Membrane box.....	66
Metastar.....	46
Miniature brush.....	37
Mixing tips.....	7
Modelling wax.....	19
Mould pliers.....	59
MP resin.....	28

O

Occluspray.....	12
Ortho box large.....	65
Ortho box premium.....	65
Ortho box small.....	65
Orthodontic plaster.....	8
Oven tweezers.....	59



P

Palate brush..... 39
 Pins 13
 PKT color no. 1..... 56
 PKT color no. 2..... 56
 PKT color no. 3..... 56
 PKT color no. 4..... 56
 PKT color no. 5..... 56
 PKT color set 56
 Plaster I..... 8
 Plaster III 9
 Plaster IV..... 9
 Plaster knife Gritman 53
 Plaster knife no. 6..... 53
 Plaster knife no. 7..... 53
 Plaster forceps..... 53
 Plaster S..... 8
 Polishing buff cotton..... 38
 Polishing buff flanel 38
 Polishing buff muslin..... 38
 Polyclean 40
 Precision gauge 58
 Pumice..... 40

R

Rapid glue.....12
 Ratiodent articulator11
 Ratiodent set-up table11
 Registration set.....11
 Roghe spatula.....53
 Round-nosed pliers..... 61

S

Scalpels holder no. 3..... 62
 Scalpels no. 11 62
 Selaclean 7
 Selacopy 20 16
 Selacryl cold 27
 Selacryl hot..... 29
 Selacryl impla 29
 Selacryl pearl 27
 Sela-invest CB..... 23
 Sela-invest liquid..... 23
 Sela-invest MC..... 23
 Shellac baseplates 19
 Silicone buffing disc 39
 Silicone mixing jar..... 62
 Silicone mixing jar..... 62
 Silicone mixing jar..... 62
 Silicone spray 28
 Socket 25
 Socket plaster..... 9
 Soldering investment 24
 Soldering pliers curved..... 58

T

TC burs for AG Motion.....47
 TC cutters cross cut coarse 47
 TC cutters cross cut fine..... 49
 TC cutters cross cut 48
 TC cutters cross cut x-coarse 47
 TC cutters cross cut x-fine 49
 TC cutters helical cross (step 1) 50
 TC cutters helical cross (step 2)..... 51
 TC cutters normal..... 47
 TC cutters querhieb coarse..... 50
 TC cutters querhieb fine 50

U

Unisep 9
 Universal pliers..... 61

W

Waldsachs pliers 60
 Wax bite rims preformed 21
 Wax bite rims preformed premium..... 21
 Wax knife fahnenstock..... 53
 Wax knife fahnenstock..... 53
 Wax knife lessmann..... 53
 Wax knife lessmann..... 53

Z

Zahle A 54
 Zahle B..... 54
 Zirobasic 45
 Zirostar green 45
 Zirostar pink..... 45
 Zirostar yellow..... 45





Afdruk &
gips

Empreinte &
plâtre



ECO-BITE

NL Beetregistratiemateriaal op basis van A-siliconen

FR Matériau d'enregistrement de l'occlusion sur la base de A-silicones

ECO-Bite x-hard A85	2x50 ml	+ 12 mixing tips	959122
ECO-Bite extreme D45	2x50 ml	+ 12 mixing tips	959124
ECO-Bite x-hard A85	5x50 ml		959123
ECO-Bite extreme D45	5x50 ml		959125



ECO-SIL

NL Additiesiliconen - Polyvinylsiloxane

Uitstekende hydrofiele eigenschappen, pepermuntaroma

FR Silicones par addition - Polyvinyl siloxane

Excellentes propriétés hydrophiles, arôme menthe

ECO-Sil putty soft	2x300 ml		959115
ECO-Sil medium	2x50 ml	+ 12 mixing tips	959116
ECO-Sil light	2x50 ml	+ 12 mixing tips	959118
ECO-Sil light fast-set	2x50 ml	+ 12 mixing tips	959120
ECO-Sil medium	5x50 ml		959117
ECO-Sil light	5x50 ml		959119
ECO-Sil light fast-set	5x50 ml		959121



SELACLEAN

NL Voor het verwijderen van alginaat en gips van afdruklepels, spatels en andere instrumenten

FR Pour éliminer les résidus de plâtre et d'alginate sur porte-empreintes, spatules et autres instruments

Selaclean green | 1 kg 957732



MIXING TIPS

T-mixers yellow	1:1/2:1	Ø 4,2 mm	L 50,1 mm	50 pcs	958342
T-mixers pink	1:1/2:1	Ø 5,4 mm	L 59,4 mm	50 pcs	958343
T-mixers green	1:1/2:1	Ø 5,4 mm	L 67,6 mm	50 pcs	958344
Mixing tips blue	1:1/2:1	Ø 3,2 mm	L 58,0 mm	50 pcs	958345
Intra oral tips yellow				100 pcs	958346
Intra oral tips clear				100 pcs	958347
Mixing gun 1:1/2:1					958348



PLASTER I

NL Afdruk- en articulatiegips

FR Plâtre pour prise d'empreinte et mise en articulateur

Plaster I natural white | 20 kg 958023

\uparrow 48h 15 Mpa \odot 0.06 %

ALABASTER

NL Klasse II gips voor situatiemodellen, inbedden van modellen in kuvetten

FR Plâtre type II pour modèles de situation et remplissage du moufle des prothèses totales et partielles

Alabaster natural white | 20 kg 952723

\uparrow 48h 20 Mpa \odot 0.15 %

PLASTER S

NL Klasse III gips voor prothesetechniek, situatie- en diagnosemodellen

FR Plâtre type III pour prothèses, modèles de situation et diagnostiques

Plaster S white | 22,5 kg 957907

Plaster S blue | 22,5 kg 957905

Plaster S yellow | 22,5 kg 957906

\uparrow 24h > 80 Mpa \uparrow 48h > 30 Mpa \odot < 0.20%

ARTIPLASTER N

NL Articulatorgips klasse III met zeer lage expansie en korte verwerkingstijd

FR Plâtre type III pour mise en articulation avec une très faible expansion et peu de temps de traitement

Arti Plaster N white | 20 kg 959234

\uparrow 24h > 90 Mpa \odot < 0.03%

ARTIPLASTER A

NL Articulatorgips klasse III met extra hoge kleefkracht, zeer lage expansie en korte verwerkingstijd

FR Plâtre type III pour mise en articulation avec force d'adhérence élevée, très faible expansion et temps de prise rapide

Arti Plaster A white | 20 kg 959235

\uparrow 24h > 90 Mpa \odot < 0.03%

ORTHODONTIC PLASTER

NL Spierwitte klasse III gips, o.a. voor orthodontiemodellen

FR Plâtre très blanc type III, e.g. pour les modèles orthodontiques

Ortho Plaster white | 22 kg 959483

\uparrow 24h > 120 Mpa \uparrow 48h 60 Mpa \odot < 0.15 %





PLASTER III

- NL Harde klasse III gips voor prothesetechniek, werk-, situatie- en tegenbeetmodellen
- FR Plâtre dur type III pour prothèses, modèles de travail, de situation et antagonistes

Plaster III blue	20 kg	959224
Plaster III yellow	20 kg	959226
Plaster III pink	20 kg	959225

140 Mpa < 0.15 %

SOCKEL PLASTER

- NL Vloeibare klasse IV gips voor het vervaardigen van sokkels bij tandkranzen
- FR Plâtre liquide type IV pour la mise en socle des arcades

Socket Plaster white	20 kg	959228
Socket Plaster blue	20 kg	959227
Socket Plaster terra	20 kg	959233

> 250 Mpa < 0.05 %

PLASTER IV

- NL Extra harde gips voor K&B techniek met korte verwerkingstijd, ideaal voor zaag- en meestermodellen
- FR Plâtre extra dur pour couronnes et bridges, avec un temps de prise rapide, idéal pour les dies et les maîtres-modèles

Plaster IV golden	20 kg	959222
Plaster IV yellow	20 kg	959223
Plaster IV grey	20 kg	959232

290 Mpa 0.10 %



UNISEP

- NL Isoleermiddel op basis van algiinaat
gips ↔ prothesekunststof & gips ↔ gips
- FR Isolant à base d'alginate
plâtre ↔ résine & plâtre ↔ plâtre

UniSep isolation liquid | 2 x 1 l 958924





Modelvervaardiging

Fabrication de
modèle



**ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!**

**JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DES STOCKS!**



RATIODENT ARTICULATOR

NL Middenwaarde articulator. Werkhoogte: 95 mm

FR Articulateur à valeurs moyennes. Hauteur de travail : 95 mm

Ratiodent articulator | 25° condylus | 15° incisal table | 957533

**ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!**

**JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DES STOCKS!**



RATIODENT SET-UP TABLE

NL Opsteltafel, verstelbaar

FR Table de montage, réglable

Ratiodent set-up table | 957699



REGISTRATION SET

NL Registratieset

FR Instruments pour l'enregistrement de l'occlusion

Registration set | 957696

Acrylic disc small | ø 1,5 cm | 10 pcs | 957697

Acrylic disc large | ø 2,0 cm | 10 pcs | 957698



DIE SPACERS

NL Stomplak

FR Vernis espaceur

Die spacer blue 5 microns | 25 ml | 957632

Die spacer red 10 microns | 25 ml | 957633

Die spacer silver 13 microns | 25 ml | 957634

Die spacer gold 15 microns | 25 ml | 957635

Die spacer transparant 3-5 microns | 25 ml | 957636

Die spacer thinner | 25 ml | 957637



HANDSAW & SAWBLADES

NL Handzaag en zaagbladen

FR Scie à main et lames de scie

Handsaw | 957817

Sawblades | 75 x 0,25 x 3 mm | 12 pcs | 958450

Sawblades | 75 x 0,12 x 5 mm | 12 pcs | 958451

Sawblades | 120 x 0,18 x 3 mm | 12 pcs | 958452

Sawblades | 120 x 0,25 x 3 mm | 12 pcs | 958453



GLUE ACCELERATOR

NL Activatorspray voor cyanoacrylaatlijmen

FR Activateur en spray pour colles cyanoacrylates

Glue accelerator for rapid glue | 150 ml | 952995

RAPID GLUE

NL Cyanoacrylaatlijm

FR Colle cyanoacrylate

Rapid Glue | 10 ml | 952731

OCCUSPRAY

NL Voor het markeren van contactpunten en -gebieden

FR Pour visualiser les points et surfaces de contact

Occluspray green | 75 ml | 958782

Occluspray red | 75 ml | 958783

NL

OCCUSIONSPRAY

Voor het markeren van contactpunten of tijdens het passen van prothetische werkstukken.

TOEPASSING

Eenvoudig te doseren dunne kleurpigment film, met water volledig verwijderbaar. Voor gebruik goed schudden, de spraymond richting de rode markering op de rand plaatsen. Spray het te behandelen gebied in op een afstand van 2-3 centimeter, contactpunten worden direct zichtbaar.

FR

SPRAY D'OCCCLUSION

Pour marquer les points de contact pendant la surveillance au l'incorporation de travaux prothétiques.

UTILISATION:

Pellicule avec pigmentation de couleur facilement dosable, s'enlève à l'eau, sans résidus. Après l'examen les matières premières utilisées pour le marquage peuvent être en contact avec des aliments. Bien agiter le vaporisateur sur le POINT ROUGE sur le bord de la vanne. Vaporiser les endroits à marquer d'une distance de 2 à 3 cm, les points de contact seront visibles tout de suite.





957535



957536

957537

957538

PINS

NL Pinsystemen

FR Système de pins

PX pins short + sleeves	1000 pcs	957536
PX pins medium + sleeves	1000 pcs	957537
PX pins long + sleeves	1000 pcs	957538
B-pins 501 + sleeves	1000 pcs	959217
Bogenpins pointed	1000 pcs	957535



Dupliceren

Duplicata





LAB PUTTY C85

NL Condensatiesilicone voor het laboratorium

FR Silicone par condensation pour laboratoire

Lab Putty C85 base	2,5 kg	85 Shore	957527
Lab Putty C85 base	10 kg	85 Shore	957528
Lab Putty gel catalyst	40 ml		957531

NL

LAB PUTTY C85 / C95 GEBRUIKSAANWIJZING

Neem met de maatlepel de benodigde hoeveelheid LAB PUTTY C85 uit de verpakking en druk dit uit op de handpalm. Druk nu met de bovenkant van de maatlepel op het materiaal op uw handpalm. Voor iedere maatlepel een streep katalysator pasta toevoegen, overeenkomstig de lengte van de maatlepel. Dit is een lengte van ongeveer 4 cm. De hoeveelheid putty gedurende 30 sec. krachtig met de vingertoppen mengen tot er een homogene massa zonder strepen ontstaat.



NL

LAB PUTTY A85

Additie lab silicone, geschikt voor gietwallen, beetcontrole, modellen voor prothesereparaties, isolatie tussen prothese elementen en gips in de cuvetten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Neem de beide componenten met behulp van de bijbehorende doseerlepel uit de verpakking.

In de verhouding 1:1 doseren en de pasta's 30 seconden mengen tot een homogeen mengsel. Latexhandschoenen beïnvloeden de uitharding van siliconen afdrukkmaterialen. Om deze reden adviseren wij vinylhandschoenen te dragen of de handen zorgvuldig te wassen om talkresten volledig te verwijderen.



LAB PUTTY C95

NL Condensatiesilicone voor het laboratorium

FR Silicone par condensation pour laboratoire

Lab Putty C95 base	2,5 kg	95 Shore	957529
Lab Putty C95 base	10 kg	95 Shore	957530
Lab Putty gel catalyst	40 ml		957531

FR

LAB PUTTY C85 / C95 MODE D'EMPLOI

Prélever, à l'aide du doseur, la quantité nécessaire de produit et l'étendre sur la paume de la main. Imprimer le bord du doseur sur la masse autant de fois qu'il y a des doseurs mesurés. Pour chaque doseur mesuré, étendre une rangée de catalyseur gel de la même longueur que le doseur, équivalent à 4 cm. Replier la masse sur elle-même et pétrir énergiquement avec la pointe des doigts pendant environ 30 sec. jusqu'à atteindre une tonalité de couleur homogène et sans rayures.

LAB PUTTY A85

NL Additiesilicone voor het laboratorium

FR Silicone par addition pour laboratoire

Lab Putty A85 1:1	2 x 1,5 kg	85 Shore	959220
Lab Putty A85 1:1	2 x 5 kg	85 Shore	959221

FR

LAB PUTTY A85

Silicone par addition pour les clés, les mordus de contrôle, les modèles pour les prothèses en réparation et pour isoler les dents contre le plâtre dans le moufle.

MODE D'EMPLOI

Prendre les quantités nécessaires des deux pots A et B en quantités égales et à l'aide des cuillères dosettes, dosage selon le ratio 1:1. Malaxer la pâte environ 30 secondes jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Porter des gants en latex empêche la prise du matériau en silicone. Nous conseillons donc de porter des gants en vinyle ou de se laver les mains soigneusement, afin d'éliminer complètement les restes de talc.



BUBBLE FREE

NL Oppervlakontspanner voor alle gebruikelijke afdruckmaterialen

FR Tensioactif pour matériaux à empreintes conventionnels

Bubble Free | 11 958784

Spraybottle (empty) 100 ml for Bubble Free 958785



EMBOXING PASTE

NL Voor het makkelijk positioneren van de afdruk

FR Pour un positionnement facile de l'empreinte

Emboxing paste | 450 g 952999

SELACOPY 20

NL Dupliceersilicone

FR Silicone de duplication



Colour	Blue
Final hardness	A20 shore
Mixing time	45 sec (± 15 sec)
Processing time	6 min (± 1 min)
Deflasking time	25 min. (± 5 min.)
Recovery from deformation	99.8%
Linear dimensional change	< 0.1 %
Elongation	23.5%

Selacopy 20 blue | 2 x 1 kg 957707

Selacopy 20 blue | 2 x 6 kg 957708





GELOFORM BLUE

NL Dupliceergel voor Cr-Co-inbedmassa & prothesegiettechniek
Gebruikstemperatuur 46-48° C

FR Gel pour la technique de coulée sur modèle & revêtement Co-Cr
Température d'utilisation 46-48° C

Gelofom blue | 6 kg

958923

NL



SMELTEN:

Leg de dupliceergel in kleine stukjes in het duplicceertoestel en warm onder constant roeren gelijkmatig op tot 90-95° C. Laat het dupliceermateriaal niet koken, want dit verkort de levensduur.

Het materiaal is nu homogeen en vloeibaar. Het toestel moet omwille van de sterke verdamping steeds met gesloten deksel gebruikt worden.

VERVOLGENS ONDER CONSTANT ROEREN LATEN AFKOELEN TOT:

46-48° C voor Geloform,

50-52° C voor Geloplast.



GEBRUIK

Bij gebruik met de kunststoftechniek mag het dupliceermateriaal niet onnodig in aanraking komen met het monomeer!

De modellen vóór het dupliceren ca. 10 à 15 minuten met lauw water bevochtigen!

HERGEBRUIK

5-10 keer (bij gebruik volgens de instructies)

GELOPLAST PINK

NL Dupliceergel voor gipsmodellen
Gebruikstemperatuur 50-52° C

FR Gel pour la duplication de modèles en plâtre
Température d'utilisation 50-52° C

Geloplast pink | 6 kg

958922

FR



FUSION:

Découper la gélatine de duplication en petits morceaux et les déposer dans l'appareil duplicateur. Faire chauffer de façon homogène à 90-95° C, en remuant constamment. Veiller à ne pas faire bouillir la masse. Sinon, la durée de vie sera réduite. La masse est maintenant homogène et liquide. Utiliser l'appareil toujours avec couvercle fermé à cause de l'évaporation forte.

TOUT EN REMUANT, LAISSER REFROIDIR A

46-48° C pour Geloform,

50-52° C pour Geloplast.



UTILISANT

En utilisant la technique de coulée de résine, la masse de duplication ne doit pas être mise en contact inutilement avec le monomère !

Avant la duplication, hydrater les modèles toujours 10 à 15 minutes dans l'eau tiède !

RÉUTILISATION

5 à 10 fois (si utilisé selon les instructions)





Was

Cire



MODELLING WAX

NL Modelleerwas in platen, 186 x 89 mm, roze

FR Cire à modeler en plaques, 186 x 89 mm, rose

Modelling wax regular | 2,5 kg

957729



SHELLAC BASEPLATES

NL Basisplaten

FR Plaques bases

Shellac baseplates pink upper | 100 pcs | 1,3 - 1,45 mm | 957730

Shellac baseplates pink lower | 100 pcs | 1,3 - 1,45 mm | 957731



LC TRAYPLATES

NL Lichtuithardende platen voor het maken van individuele lefels

FR Plaques photopolymérisables pour la fabrication de porte-empreintes individuels

LC trayplates pink	50 pcs	± 2,3 mm	952997
LC trayplates transparent	50 pcs	± 2,3 mm	952998
LC trayplates blue	50 pcs	± 2,3 mm	952996

LC TRAYPLATES PREMIUM

NL Lichtuithardende platen voor het maken van individuele lefels

FR Plaques photopolymérisables pour la fabrication de porte-empreintes individuels

LC trayplates Premium pink	50 pcs	± 2,0 mm	958314
LC trayplates Premium transparent	50 pcs	± 2,0 mm	958315
LC trayplates Premium blue	50 pcs	± 2,0 mm	958316

LC BASEPLATES

NL Lichtuithardende beetplaten

FR Plaques bases photopolymérisables

LC baseplates pink	50 pcs	± 2,0 mm	958317
--------------------	--------	----------	--------





NEW

X-HIGH

X-QUALITY



WAX BITE RIMS PREFORMED PREMIUM

NL Waswallen, extra hoog

FR Bourrelets de cire d'articulation, extra haut

Wax bite rims preformed premium, pink | L50xW53xH14 | 80 pcs [952948](#)

Wax bite rims preformed premium, red | L50xW53xH14 | 80 pcs [952947](#)

12 mm



14 mm



WAX BITE RIMS PREFORMED

NL Waswallen

FR Bourrelets de cire d'articulation

Wax bite rims preformed red | L50xW53xH12 | 100 pcs [959112](#)

Wax bite rims preformed pink | L50xW53xH12 | 100 pcs [959113](#)

Wax bite rims preformed yellow | L50xW53xH12 | 100 pcs [959114](#)





Gieten

Coulée



ECO LINER

NL Moffelring liner, dikte 1 mm, breedte 50 mm

FR Garniture de cylindre, épaisseur 1mm, largeur 50 mm

Eco liner | 50 x 1 mm | 25 m

952789



SELA-INVEST LIQUID

NL Vloeistof voor Sela-Invest CB en MC

FR Liquide pour Sela-Invest CB et MC

Sela-Invest universal liquid | 1 l

959231



SELA-INVEST CB

NL Zowel voor de snelle als conventionele opwarmtechniek inzetbaar. Geschikt voor alle EM en NEM K&B legeringen alsmede perskeramiek

FR Indiqué aussi bien pour l'enfournement rapide que pour l'enfournement conventionnel. S'utilise avec tous les métaux précieux et non-précieux pour la technique de couronnes et bridges, et avec la céramique pressée

Sela-Invest CB | 38 x 160 g

959229



SELA-INVEST MC

NL Zowel voor de snelle als conventionele opwarmtechniek inzetbaar. Silicone en gel duplicering

FR Indiqué aussi bien pour l'enfournement rapide que pour l'enfournement conventionnel. Duplication avec gélatine ou silicone

Sela-Invest MC | 50 x 400 g

959230



DIPPING HARDENER

NL Koud te gebruiken dompelveelstof voor het verharden van het duplicaatmodel

FR Durcisseur liquide à froid pour duplicatas en revêtement

Dipping hardener | 1 l

952797

SOLDERING INVESTMENT


NL Soldeerinbedmassa

FR Revêtement gros grain

Soldering investment | 6 kg

958024





CASTING RING

NL Inox cilinder

FR Cylindres en acier inoxydable

Casting ring 1X	958624
Casting ring 3X	958625
Casting ring 6X	958626
Casting ring 9X	958627
Casting ring conical EX1	958632
Casting ring conical EX3	958633
Casting ring conical EX6	958634
Casting ring conical EX9	958635

SOCKEL

NL Cilindervoet (cilinder niet bijgeleverd)

FR Socle pour cylindres (cylindre non compris)

Socket EX1	958628
Socket EX3	958629
Socket EX6	958630
Socket EX9	958631





Kunststof Résine



REF 958928
SELEXION
SELACRYL COLD POWDER, PINK V5
Kunststoff-Kaltpolymerisat, Pulver, rosa V5
Cold curing resin, powder, pink V5
Résine polymérisable à froid, poudre, rose V5
Koudpolymeriserende kunststof, poeder, roze V5


DIN EN ISO 20795-1 / Type 2, Group 1


H65895892807

1kg

DE Healthcare Ltd
Manufactured at:
Unit 9, Kingsborough Business Centre
Studland Road, Kingsthorpe,
Northampton NN2 5NE U.K.
Rev. 2/2011

 0473

LOT 02751
2022-01

02751
22-01



with MICRO PEARLS

SELACRYL PEARL

NL Koud polymeriserende kunststof met microparels
Ideaal voor de giettechniek

FR Résine polymérisable à froid avec microperles
Idéale pour la technique de coulée sur modèle

Selacryl Pearl powder transparent	1 kg	958940
Selacryl Pearl powder pink	1 kg	958934
Selacryl Pearl powder pink V	1 kg	958935
Selacryl Pearl powder pink V5	1 kg	958936
Selacryl Pearl powder pink V5	5 kg	958937
Selacryl Pearl powder 34	1 kg	958938
Selacryl Pearl powder 34	5 kg	958939
Selacryl Pearl liquid	500 ml	958941
Selacryl Pearl liquid	1 l	958942
Selacryl Pearl liquid	5 l	958906

- NL**
- ✓ Voorgepolymeriseerde microparels
- ✓ Tot 40% minder verbruik van monomeer
- ✓ Minder krimp

- FR**
- ✓ Microperles pré-polymérisées
- ✓ Consommation réduite de monomères jusqu'à -40%
- ✓ Rétrécissement réduit



SELACRYL COLD

NL Koud polymeriserende kunststof. Zeer stabiel
met heel goede mechanische eigenschappen

FR Résine autopolymérisable. Teinte stable
et haute valeur mécanique

Selacryl Cold powder transparent	1 kg	958907
Selacryl Cold powder pink	1 kg	958908
Selacryl Cold powder pink V	1 kg	958909
Selacryl Cold powder pink V5	1 kg	958928
Selacryl Cold liquid	500 ml	958910
Selacryl Cold liquid	1 l	958916





DENTURE FINISH

- NL** Vermindert het restmonomeergehalte op prothetische oppervlakken en geeft het object een aangename frisse smaak
- FR** Réduit la teneur en monomères résiduels à la surface des prothèses et procure une agréable sensation de fraîcheur

Denture Finish | 75 ml | 952721



SILICONE SPRAY


- NL** Voor o.a. het onderhoud van trimmers, cuvetten, articulatoren en vibrators
- FR** Est destiné à l'entretien de détoueurs, de moules, d'articulateurs et de vibrateurs

Silicone spray | 400 ml | 952722

FLASK HOLDER / BRASS FLASK

- NL** Cuvettebeugel in inox / Messing cuvet
- FR** Bride en inox / Moufle laiton

Flask holder for 1 flask	957819
Flask holder for 1-2 flasks	957820
Flask holder for 1-3 flasks	957821
Brass flask (inner dimension 7,2 x 8,4 x 5,0 cm)	957818



NEW



MP RESIN

- NL** Multifunctionele modelleerkunststof, restloos verbrandbaar, rood
- FR** Résine à modeler polyvalente, calcinable sans résidus, rouge

MP Resin intropack 100g + 100ml	959984
MP resin refill powder 1kg	959985
MP resin refill powder 100g	959986
MP resin refill liquid 250ml	959987



SELACRYL IMPLA

- NL** Heet polymeriserende high impact kunststof voor volledige en partiële protheses
- FR** Résine high impact polymérisable à chaud pour prothèse complète et partielle. Convient aux systèmes de pressée

Selacryl Impla powder pink	1 kg	958929
Selacryl Impla powder pink V	1 kg	958930
Selacryl Impla powder pink V5	1 kg	958931
Selacryl Impla liquid	500 ml	958932
Selacryl Impla liquid	1l	958933




SELACRYL HOT

- NL** Heet polymeriserende kunststof voor de pers-en injectietechniek. Minimale krimp tijdens polymerisatie. Natuurlijke kleurweergave
- FR** Résine polymérisable à chaud pour technique de pressée classique et divers systèmes d'injection. Rendu de couleur naturel. Très bonne tenue à la polymérisation

Selacryl Hot powder pink	1 kg	958912
Selacryl Hot powder pink V	1 kg	958913
Selacryl Hot powder transparent	1 kg	958911
Selacryl Hot powder pink V5	1 kg	958925
Selacryl Hot powder pink V5	5 kg	958926
Selacryl Hot liquid	500 ml	958914
Selacryl Hot liquid	1l	958915
Selacryl Hot liquid	5l	958927







nl De Aisthesis-tanden van Selecion hebben een superieure esthetiek. Hun geheim schuilt in de natuurlijke lagenopbouw. Natuurlijke tanden bestaan uit meerdere dentine- en incisale lagen die bijzonder esthetisch gereproduceerd werden in de Aisthesis-tandenlijn. Het Aisthesis-gamma werd ontwikkeld voor uitneembare of implantaatgedragen restauraties. De kunststof tanden geven zowel partiële als totale protheses een bijzonder natuurlijk en esthetisch uitzicht. De vormen zijn afgestemd op de verschillende gezichtskenmerken van de patiënten.

Dankzij het hoogwaardige 'Multi Cross Linked' materiaal hebben de Aisthesis-tanden een hoge hardheid en een optimale weerstand tegen slijtage, tandplak en bruxisme. Ze zijn bovendien makkelijk te beslijpen, bijzonder kleurvast, biocompatibel en bieden een uitstekende hechting met de kunststof.

fr Les dents "Aisthesis" Selecion se distinguent par leur esthétique supérieure. Leur secret réside dans la stratification naturelle. La dent naturelle se compose de plusieurs couches dentinaires et incisales. Les dents Aisthesis reproduisent parfaitement ces nuances esthétiques. La gamme Aisthesis a été conçue pour les restaurations amovibles ou implantaires. Les dents acryliques s'intègrent harmonieusement avec les dents naturelles dans les prothèses partielles ou dans les prothèses totales. La sélection de formes convient aux différentes caractéristiques faciales des patients.

Grâce à la haute performance du matériau Multi Cross Linked, les dents Aisthesis présentent un haut degré de dureté et des qualités supérieures de résistance à l'usure, à la plaque, et au bruxisme. Elles assurent également une bonne capacité de polissage avec stabilité de la teinte, la biocompatibilité et une cohésion parfaite à la résine de base.





NL VIERKANT

FR CARRÉE



NL DRIEHOEKIG

FR TRIANGULAIRE



S1

41.3
8.4
8.0



S2

43.5
9.8
8.3



S3

46.0
10.3
8.7



S4

46.3
10.8
8.8



S5

50.2
12.3
9.3



T1

41.8
9.9
8.1



T2

43.2
10.5
8.4



T3

47.0
10.7
8.4



T4

48.5
10.9
8.9



T5

51.6
12.7
9.7



NL OVAAL

FR OVALE



O1

41.8
9.0
7.6



O2

42.7
9.4
7.8



O3

46.3
9.6
8.6




O4

46.4
10.3
8.8



L4

35.8
9.4
5.7



NL ONDERTANDEN

FR ANTÉRIEURES MANDIBULAIRES

L1

32.1
8.2
4.7



L5

37.4
9.0
5.7



L2

34.8
8.5
5.2



L6

38.1
9.6
5.7



L3

34.6
9.4
5.0



L7

38.6
10.8
6.0



L4

35.8
9.4
5.7



L8



39.1
11.5
6.2




30




32



34



36





Polijsten &
afwerken

Polissage &
grattage



SPECIAL
QUALITY



LAB BRUSH 4R 40/80 SPECIAL



NL	Polijstborstels 4R	kern 40mm	kunststof kern	spits Ø 80 mm
FR	Brosses à polir 4R	centre 40mm	plastique	conique Ø 80 mm
Polishing brushes 4R pointed		red	12 pcs	957919

SPECIAL
QUALITY



LAB BRUSH 3R 26/55 SPECIAL

NL	Polijstborstels 3R	kern 26 mm	Ø 55 mm
FR	Brosses à polir 3R	centre 26 mm	Ø 55 mm
Polishing brushes 3R		Ø 55 mm	12 pcs 957918



LAB BRUSH 2R 50/70

NL	Polijstborstels 2R	kern 50 mm	Ø 70 mm
FR	Brosses à polir 2R	centre 50 mm	Ø 70 mm
Lab brushes 2R		Ø 70 mm	12 pcs 958330



LAB BRUSH 3R 26/55

NL	Polijstborstels 3R	kern 26 mm	Ø 55 mm
FR	Brosses à polir 3R	centre 26 mm	Ø 55 mm
Lab brushes 3R		Ø 55 mm	12 pcs 958331



LAB BRUSH 1R 26/44

NL Polijstborstels 1R | kern 26 mm | Ø 44 mm

FR Broses à polir 1R | centre 26 mm | Ø 44 mm

Lab brushes 1R | Ø 44 mm | 12 pcs [958328](#)



LAB BRUSH 2R 26/55

NL Polijstborstels 2R | kern 26 mm | Ø 55 mm

FR Broses à polir 2R | centre 26 mm | Ø 55 mm

Lab brushes 2R | Ø 55 mm | 12 pcs [958329](#)



LAB BRUSH 4R 40/80

NL Polijstborstels 4R | kern 40 mm | kunststof kern | recht | Ø 80 mm

FR Broses à polir 4R | centre 40 mm | plastique | droit | Ø 80 mm

Lab brushes 4R | Ø 80 mm | 12 pcs [958324](#)



LAB BRUSH 4R 40/80

NL Polijstborstels 4R | kern 40 mm | kunststof kern | spits | Ø 80 mm

FR Broses à polir 4R | centre 40 mm | plastique | conique | Ø 80 mm

Lab brushes 4R | Ø 80 mm | 12 pcs [958325](#)



LAB BRUSH 2R 49

NL Polijstborstels 2R 49 | metaal met kunststof kern | wit of zwart

FR Broses 2R 49 | métal avec centre plastique | blanc ou noir

Lab brushes 2R white | Ø 49 mm | 12 pcs | 958332

Lab brushes 2R black | Ø 49 mm | 12 pcs | 958333



MINIATURE BRUSH

NL Miniatuurborsteltjes

FR Broses miniatures

Miniature brushes white | Ø 19 mm | 12 pcs | 958335

Miniature brushes white | Ø 21 mm | 12 pcs | 958336

Miniature brushes black | Ø 19 mm | 12 pcs | 958337

Miniature brushes black | Ø 21 mm | 12 pcs | 958338



LAB BRUSH 4R 40/80

NL Polijstborstels 4R | kern 40 mm | houten kern | recht | Ø 80 mm

FR Broses à polir 4R | centre 40 mm | bois | droit | Ø 80 mm

Lab brushes 4R | Ø 80 mm | 12 pcs | 958326



LAB BRUSH 4R 40/80

NL Polijstborstels 4R | kern 40 mm | houten kern | spits | Ø 80 mm

FR Broses à polir 4R | centre 40 mm | bois | conique | Ø 80 mm

Lab brushes 4R | Ø 80 mm | 12 pcs | 958327



POLISHING BUFF MUSLIN

NL	Polijtschijf katoen		Ø 100 mm	
FR	Disque de polissage coton		Ø 100 mm	
	Polishing buff		Ø 100 mm	1 pc 958339



POLISHING BUFF COTTON

NL	Polijtschijf linnen		Ø 100 mm	
FR	Disque de polissage laine		Ø 100 mm	
	Polishing buff		Ø 100 mm	1 pc 958340



POLISHING BUFF FLANEL

NL	Polijtschijf flanel		Ø 100 mm	
FR	Disque de polissage flanelle		Ø 100 mm	
	Polishing buff		Ø 100 mm	1 pc 958341



PALATE BRUSH

- NL** Polijstborstels, snel polijsten van prothese palatums Ø 14 mm | ultra hard zijdehaar
- FR** Brossettes à polir, polissage rapide des fonds de palais en résine Ø 14 mm | ultra dures

Palate brushes | blue | 12 pcs 958334



SILICONE BUFFING DISC

- NL** Silicone polijstschijven, voor het voorpolijsten van protheses met puimsteen. Zorgt voor een zijde mat oppervlak | Ø 80 mm
- FR** Brosse toile silicone | Ø 80 mm | pour le pré-polissage des prothèses en résine avec une ponce humide

Silicone buffing disc 959111



GLASS BEADS

- NL** Niet schurende glaspereels voor het polijsten en verdichten van het oppervlak
- FR** Perles non abrasives pour lisser la surface et renforcer la densité superficielle

Glass beads | 50 microns | 5kg 958018

Glass beads | 125 microns | 5kg 958020

Glass beads | 50 microns | 25kg 958019



ALOXYDE

- NL** Aluminiumoxide straalmiddel
- FR** Oxyde d'aluminium

Aloxyde | 50 microns | 10 kg 958014

Aloxyde | 110 microns | 10 kg 958013

Aloxyde | 250 microns | 10 kg 958012

Aloxyde | 50 microns | 25 kg 958017

Aloxyde | 110 microns | 25 kg 958016

Aloxyde | 250 microns | 25 kg 958015



PUMICE

- NL** Puimsteenpoeder, 100% natuurlijk en geurloos.
Aanbevolen in combinatie met Polyclean vloeistof (958022)
- FR** Ponce pulvérisée, produit 100% naturel et non toxique.
Recommandé en combinaison avec le liquide Polyclean (958022)

Polypumice | 20 kg 958021



POLYCLEAN

- NL** Mengvloeistof voor Selexion acrysie en puimsteenpoeders. Frisse mintgeur
- FR** Liquide de mélange pour la ponce et Acrysie Selexion avec fraîcheur et parfum menthe

Polyclean liquid | 5 l 958022



ACRYISIVE

- NL** Polijstmiddel voor kunststof protheses
Aanbevolen in combinatie met Polyclean vloeistof (958022)
- FR** Pâte à polir pour résines acryliques
Recommandé en combinaison avec le liquide Polyclean (958022)

Acrysie polishing compound | 10 kg 958025





FIBERDISC

NL Separeerschijven met glasvezel versterking

FR Disques à tronçonner renforcés de fibres

Fiber Disc	22 x 0,2 mm	10 pcs	958201
Fiber Disc	22 x 0,5 mm	10 pcs	958202
Fiber Disc	40 x 0,5 mm	10 pcs	958203
Fiber Disc	40 x 1,0 mm	10 pcs	958204



MANDREL

NL Mandrel

FR Mandrin

Mandrel screw		12 pcs	958318
Mandrel screw strong		12 pcs	958319
Mandrel screw	8 mm	12 pcs	958320
Mandrel coarse for clasp polishers		12 pcs	958321
Mandrel for clasp polishers		12 pcs	958322
Mandrel conical		12 pcs	958323

958318



958319



958320



958321



958322



958323





DIAMOND DISC

957638



957640





957641



957642



957643



957645



957646



FLEXIFLEX

NL Separeren en polijsten van keramiek (grote korrel)

FR Séparation et polissage des embrasures céramique (gros grain)

Ø 19 mm  I 0,19 mm  10 000 - 20 000 957638


Ø 22 mm  I 0,15 mm  10 000 - 20 000 957640

Ø 22 mm  I 0,19 mm  10 000 - 20 000 957641

TOTOFLEX

NL Separeren en vormgeven van keramiek, gips en kunststof (grote korrel)

FR Séparation et contours céramique, plâtre et résine (gros grain)

Ø 19 mm  I 0,19 mm  5 000 - 10 000 957639

TOPFLEX

NL Separeren en vormgeven van keramiek (superfijne korrel)

FR Séparation et contours céramique (grain super fin)



Ø 19 mm  I 0,10 mm  3 000 - 5 000 957642

Ø 22 mm  I 0,16 mm  3 000 - 5 000 957643

FLEXOFLEX

NL Separeren en vormgeven van keramiek (superfijne korrel)



FR Séparation et contours céramique (grain super fin)

Ø 22 mm  I 0,17 mm  5 000 - 10 000 957644

SEPAFLEX

NL Separeren en vormgeven van keramiek/composiet (fijne korrel)



FR Séparation et contours céramique/composite (grain fin)

Ø 22 mm  I 0,17 mm  5 000 - 10 000 957647

TRIFLEX

NL Separeren en vormgeven van keramiek/composiet (fijne korrel)



FR Séparation et contours céramique/composite (grain fin)

Ø 22 mm  I 0,17 mm  3 000 - 5 000 957648

CIRCOFLEX

NL Separeren en vormgeven van keramiek/composiet (fijne korrel)



FR Séparation et contours céramique/composite (grain fin)


Ø 22 mm  I 0,17 mm  3 000 - 5 000 957649

DIAMOND DISC

NL Separeren en vormgeven van keramiek (superfijne korrel)

FR Séparation et contours céramique (grain super fin)

Ø 12 mm  I 0,15 mm  3 000 - 5 000 957645

Ø 20 mm  I 0,15 mm  3 000 - 5 000 957646



CORUND PAPER

NL Schuurpapier korrel 80 / 100 / 120

FR Corindon sur papier grain 80 / 100 / 120

Corund paper 80 | 50 m | 952791

Corund paper 100 | 50 m | 952792

Corund paper 120 | 50 m | 952793



CORUND LINEN

NL Bijzonder scheurvast schuurlinnen korrel 80 / 100 / 120

FR Toile emeri grain 80 / 100 / 120. Très résistant à la déchirure

Corund linen 80 | 50 m | 952794

Corund linen 100 | 50 m | 952795

Corund linen 120 | 50 m | 952796

ELEKTROLYT

NL Voor het elektrolytisch polijsten van CoCr- legeringen

FR Pour le polissage électrolytique des alliages CrCo dans les appareils de polissage

Elektrolyt | 11 | 952790



DIALUX

NL Polijstpasta voor chroom-kobalt

FR Pâte à polir pour chrome-cobalt

Dialux polishing paste green | 275 g | 959214





Roterende
instrumenten


Instrument
rotatifs



ZIROBASIC

- NL** Voor ergonomisch en rationeel bewerken van ongesinterd zirkonium (krijtphase). Grijs zone: snelle reductie van freessteggen. Witte zone: contouren en polijsten
- FR** Pour travailler la zircone non sintérisée de façon ergonomique et rationnelle (phase de craie). Zone grise: réduction rapide des barres fraisées. Zone blanche: contour et polissage

ZIROBASIC 0010 -227 HP | 10 pcs 959307




ZIROSTAR GREEN

- NL** Voor gesinterd zirkonium en alle soorten porselein
- FR** Pour la zircone sintérisée et tous types de céramique

A ZIROSTAR 0110-260 Extra Coarse HP | green | 1 pc 959309

B ZIROSTAR 0120-055 Extra Coarse HP | green | 3 pcs 959308

C ZIROSTAR 0130-115 Extra Coarse HP | green | 3 pcs 959310




ZIROSTAR PINK

- NL** Voor gesinterd zirkonium en alle soorten porselein
- FR** Pour la zircone sintérisée et tous types de céramique

A ZIROSTAR 0210-260 Medium HP | pink | 1 pc 959311

B ZIROSTAR 0220-055 Medium HP | pink | 3 pcs 959312

C ZIROSTAR 0230-115 Medium HP | pink | 3 pcs 959313




ZIROSTAR YELLOW

- NL** Voor gesinterd zirkonium en alle soorten porselein
- FR** Pour la zircone sintérisée et tous types de céramique

A ZIROSTAR 0310-260 Fine HP | yellow | 1 pc 959314

B ZIROSTAR 0320-055 Fine HP | yellow | 3 pcs 959315

C ZIROSTAR 0330-115 Fine HP | yellow | 3 pcs 959316




CERASTAR GREEN

- NL** Keramisch gebonden slijpsteentjes voor contouren/corrigeren van alle porselein
- FR** Abrasifs céramiques pour contours et corrections sur tous types de céramique

A CERASTAR 1210-050 Medium HP | green | 2 pcs 959317

B CERASTAR 1220-040 Medium HP | green | 2 pcs 959318

C CERASTAR 1230-120 Medium HP | green | 2 pcs 959319





CERAFLEX BLUE

- NL** Voor snel en efficiënt polijsten van alle soorten porselein
- FR** Pour le polissage rapide et efficace de tous types de céramique

A CERAFLEX 1410-260 Coarse HP | blue | 1 pc 959320

B CERAFLEX 1420-055 Coarse HP | blue | 3 pcs 959321

C CERAFLEX 1430-115 Coarse HP | blue | 3 pcs 959322



CERAFLEX PINK

NL Voor snel en efficiënt polijsten van alle soorten porselein

FR Pour le polissage rapide et efficace de tous types de céramique

A CERAFLEX 1510-260 Medium HP | pink | 1 pc | 959323

B CERAFLEX 1520-055 Medium HP | pink | 3 pcs | 959324

C CERAFLEX 1530-115 Medium HP | pink | 3 pcs | 959325

CERAFLEX GREY



NL Voor snel en efficiënt polijsten van alle soorten porselein

FR Pour le polissage rapide et efficace de tous types de céramique

A CERAFLEX 1610-260 Fine HP | grey | 1 pc | 959326

B CERAFLEX 1620-055 Fine HP | grey | 3 pcs | 959327

C CERAFLEX 1630-115 Fine HP | grey | 3 pcs | 959328



ACRYSTAR C BLUE

NL Voor het bewerken van prothese- en orthodontische kunststoffen

FR Polissage des résines prothétiques et orthodontiques

A ACRYSTAR 2110-100 Coarse HP | blue | 10 pcs | 959329

B ACRYSTAR 2120-100 Coarse HP | blue | 10 pcs | 959330

C ACRYSTAR 2130-150 Coarse HP | blue | 6 pcs | 959331

ACRYSTAR M BLUE


NL Voor het bewerken van prothese- en orthodontische kunststoffen

FR Polissage des résines prothétiques et orthodontiques

A ACRYSTAR 2210-100 Medium HP | blue | 10 pcs | 959332

B ACRYSTAR 2220-100 Medium HP | blue | 10 pcs | 959333

C ACRYSTAR 2230-150 Medium HP | blue | 6 pcs | 959334



METASTAR

NL Uitwerken en polijsten van chroom kobalt legeringen
(exclusief mandrel)

FR Finition et polissage des alliages cobalt-chrome

A METASTAR 3110-070 Coarse | brown | 100 pcs | 959335

B METASTAR 3120-220 Coarse | brown | 100 pcs | 959336

C METASTAR 3130-260 Coarse | brown | 100 pcs | 959337

D METASTAR 3150-030 Medium | brown | 100 pcs | 959338

**NEW****FOR ALL MATERIALS****SPECIAL COATING**

TC BURS FOR AG MOTION

NL HM boor voor AG Motion

FR Fraise en carbure de tungstène pour Motion AG

A	TC bur coated XA 030 006R	957554
B	TC bur coated XA 030 010R	957555
C	TC bur coated XA 030 025R	957556

TC CUTTERS NORMAL

N

NL Gips, prothesekunststof

FR Plâtre, résine

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
79	045	13	TC 79 N 045	957703	500 104 194 175 045	
79	060	13	TC 79 N 060	957704	500 104 194 175 060	
251	060	14	TC 251 N 060	957705	500 104 274 175 060	

TC CUTTERS CROSS CUT X-COARSE

XXC

NL Gips, prothesekunststof

FR Plâtre, résine

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
79	070	13	TC 79 XXC 070	957910	500 104 194 223 070	
251	060	13	TC 251 XXC 060	952702	500 104 274 223 060	

TC CUTTERS CROSS CUT COARSE

XC

NL Gips, prothesekunststof

FR Plâtre, résine

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
79	060	13	TC 79 XC 060	957922	500 104 194 220 060	
79	070	13	TC 79 XC 070	957923	500 104 194 220 070	
251	060	14	TC 251 XC 060	957924	500 104 274 220 060	
















TC CUTTERS CROSS CUT



X

■ Gips, prothesekunststof, NEM

■ Plâtre, résine, alliages métalliques

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
72	060	12	TC 72 X 060	957927	500 104 144 190 060	
73	014	3	TC 73 X 014	957928	500 104 277 190 014	
73	023	4,5	TC 73 X 023	957929	500 104 277 190 023	
76	060	9	TC 76 X 060	957930	500 104 254 190 060	
77	029	6	TC 77 X 029	957931	500 104 239 190 029	
77	060	12	TC 77 X 060	957932	500 104 239 190 060	
79	040	13	TC 79 X 040	957933	500 104 194 190 040	
79	045	13	TC 79 X 045	957934	500 104 194 190 045	
79	050	13	TC 79 X 050	957935	500 104 194 190 050	
79	060	13	TC 79 X 060	957936	500 104 194 190 060	
129	023	8	TC 129 X 023	957937	500 104 141 190 023	
138	016	8	TC 138 X 016	957938	500 104 198 190 016	
138	023	8	TC 138 X 023	957939	500 104 198 190 023	
139	023	8	TC 139 X 023	957940	500 104 289 190 023	
251	060	13	TC 251 X 060	957941	500 104 274 190 060	
257	023	15	TC 257 X 023	957942	500 104 187 190 023	
257R	023	15	TC 257R X 023	957943	500 104 200 190 023	
261	023	12	TC 261 X 023	957944	500 104 194 190 023	
295	023	15	TC 295 X 023	957945	500 104 292 190 023	
351	060	11	TC 351 X 060	957946	500 104 263 190 060	
364R	023	15	TC 364R X 023	957947	500 104 144 190 023	



TC CUTTERS CROSS CUT FINE



XF

nl Prothesekunststof, NEM, edelmetaal, porselein

fr Résine, alliages métalliques, métaux précieux, céramique

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
73	014	3	TC 73 XF 014	957948	500 104 277 140 014	
73	023	4,5	TC 73 XF 023	957949	500 104 277 140 023	
77	023	6	TC 77 XF 023	957950	500 104 239 140 023	
77	060	12	TC 77 XF 060	957951	500 104 239 140 023	
79	031	13	TC 79 XF 031	957952	500 104 194 140 031	
79	040	13	TC 79 XF 040	957953	500 104 194 140 040	
79	045	13	TC 79 XF 045	957954	500 104 194 140 045	
138	016	8	TC 138 XF 016	957955	500 104 198 140 016	
138	023	8	TC 138 XF 023	957956	500 104 198 140 023	
139	023	8	TC 139 XF 023	957957	500 104 289 140 023	
250	040	13	TC 250 XF 040	957958	500 104 277 140 240	
251	060	13	TC 251 XF 060	957959	500 104 274 140 060	
261	023	12	TC 261 XF 023	957960	500 104 194 140 023	
351	060	11	TC 351 XF 060	957961	500 104 263 140 060	
364R	023	12	TC 364R XF 023	957962	500 104 144 140 023	






TC CUTTERS CROSS CUT X-FINE



XXF

nl NEM, edelmetaal, porselein

fr Alliages métalliques, métaux précieux, céramique




Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
73	014	3	TC 73 XXF 014	957802	500 104 277 110 014	
77	023	6	TC 77 XXF 023	957803	500 104 237 110 023	
79	040	13	TC 79 XXF 040	957804	500 104 194 110 040	
139	023	8	TC 139 XXF 023	957805	500 104 289 110 023	
364R	023	15	TC 364R XXF 023	957806	500 104 144 110 023	



TC CUTTERS QUERHIEB COARSE

QC








NL Prothesekunststof, soft relining | FR Résine, résine molle

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
79	070	13	TC 79 QC 070	957807	500 104 194 212 070	
251	060	13	TC 251 QC 060	957808	500 104 274 212 060	
261	023	13	TC 261 QC 023	957809	500 104 194 212 023	

TC CUTTERS QUERHIEB FINE

QF





NL Prothesekunststof, soft relining, NEM, titanium, porselein | FR Résine, résine molle, alliages métalliques, titane, céramique

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
73	014	3	TC 73 QF 014	957810	500 104 277 134 014	
73	023	4,5	TC 73 QF 023	957811	500 104 277 134 023	
79	040	13	TC 79 QF 040	957812	500 104 194 134 040	
129	023	8	TC 129 QF 023	957813	500 104 141 134 023	
139	023	8	TC 139 QF 023	957814	500 104 289 134 023	
251	060	13	TC 251 QF 060	957815	500 104 274 134 060	
257R	023	8	TC 257R QF 023	957816	500 104 200 134 023	

TC CUTTERS HELICAL CROSS (STEP 1)

NE

NL NEM, titanium | FR Alliages métalliques, titane

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
73	014	3	TC 73 NE 014	952716	500 104 277 NE 014	
79	040	13	TC 79 NE 040	952715	500 104 194 NE 040	
129	023	8	TC 129 NE 023	952714	500 104 289 NE 023	
139	023	8	TC 139 NE 023	952717	500 104 289 NE 023	






TC CUTTERS HELICAL CROSS (STEP 2)

NEF

NL NEM, titanium, edelmetaal

FR Alliages métalliques, titane, métaux précieux

Shape	Ø (1/10 mm)	l (mm)	Model nr	SLX nr	iso	
129	023	8	TC 129 NEF 023	952718	500 104 289 NEF 023	
79	040	13	TC 79 NEF 040	952719	500 104 194 NEF 040	
139	023	8	TC 139 NEF 023	952720	500 104 289 NEF 023	





instrumenten

instruments



PLASTER KNIFE GRITMAN

957755

- NL Gipsmes met cuvetopener
- FR Couteau à plâtre avec lame pour ouvrir les moules



PLASTER KNIFE NO. 6

957756

- NL Gipsmes nr. 6
- FR Couteau à plâtre n° 6



PLASTER KNIFE NO. 7

957757

- NL Gipsmes nr. 7
- FR Couteau à plâtre n° 7



ROGHE SPATULA

957758

- NL Roghe mengspatel voor gips
- FR Spatule de malaxage pour plâtre



PLASTER FORCEPS

957759

- NL Gipstang
- FR Pince à plâtre



WAX KNIFE FAHNENSTOCK

957760


- NL Wasmes Fahnenstock | 13 cm
- FR Couteau à cire Fahnenstock | 13 cm



WAX KNIFE FAHNENSTOCK

957761

- NL Wasmes Fahnenstock | 17 cm
- FR Couteau à cire Fahnenstock | 17 cm



WAX KNIFE LESSMANN

957762

- NL Wasmes Lessmann | 13 cm
- FR Couteau à cire Lessmann | 13 cm



WAX KNIFE LESSMANN

957763

- NL Wasmes Lessmann | 17 cm
- FR Couteau à cire Lessmann | 17 cm



LE CRON STRAIGHT

957765

NL Modelleerinstrument Le Cron recht

FR Instrument à modeler Le Cron droit



LE CRON CURVED

957764

NL Modelleerinstrument Le Cron gebogen

FR Instrument à modeler Le Cron courbe



ZAHLE A

957766

NL Modelleerinstrument Zahle A

FR Instrument à modeler Zahle A



ZAHLE B

957767

NL Modelleerinstrument Zahle B

FR Instrument à modeler Zahle B

INSTRUMENT SET WITH CASE

957774

NL 10-delige instrumentenset in een etui

FR Set d'instruments 10 pièces en étui





FOIL SCISSORS STRAIGHT

957789

- NL Folieschaar recht
- FR Ciseaux pour film plastique droits



FOIL SCISSORS CURVED

957790

- NL Folieschaar gebogen
- FR Ciseaux pour film plastique courbes



CROWN SCISSORS STRAIGHT

957791

- NL Kronenschaar recht
- FR Ciseaux à couronnes droits



CROWN SCISSORS CURVED

957792

- NL Kronenschaar gebogen
- FR Ciseaux à couronnes courbes



GUM SCISSORS STRAIGHT

957793

- NL Tandvleesschaar recht
- FR Ciseaux à gencive droits



GUM SCISSORS CURVED

957794

- NL Tandvleesschaar gebogen
- FR Ciseaux à gencive courbes



PKT COLOR NO. 1

957768

- NL PKT Color nr. 1 - Geel
- FR PKT Color n° 1 - Jaune



PKT COLOR NO. 2

957769

- NL PKT Color nr. 2 - Groen
- FR PKT Color n° 2 - Vert



PKT COLOR NO. 3

957770

- NL PKT Color nr. 3 - Blauw
- FR PKT Color n° 3 - Bleu



PKT COLOR NO. 4

957771

- NL PKT Color nr. 4 - Rood
- FR PKT Color n° 4 - Rouge



PKT COLOR NO. 5

957772

- NL PKT Color nr. 5 - Grijs
- FR PKT Color n° 5 - Gris

PKT COLOR SET

957773

- NL PKT instrumentenset | nr. 1-2-3-4-5
- FR Set d'instruments PKT | n° 1-2-3-4-5



IWANSON METAL

957742

- NL Iwanson diktemeter voor metaal
- FR Compas d'épaisseur Iwanson pour métal



IWANSON WAX

957743


- NL Iwanson diktemeter voor was
- FR Compas d'épaisseur Iwanson pour cire



BOLEY GAUGE

957801

- NL Boley diktemeter
- FR Jauge Boley



DIGITAL GAUGE

957746

- NL Digitale diktemeter
- FR Jauge numérique



DIAL CALIPER D

957745

- NL Digitale precisiemeter
- FR Jauge de précision numérique





ARTERY FORCEPS

957776

- NL Arterieklem | 12,5 cm | recht
- FR Pince mosquito | 12,5 cm | droite



ARTERY FORCEPS

957777

- NL Arterieklem | 12,5 cm | gebogen
- FR Pince mosquito | 12,5 cm | courbée



ARTERY FORCEPS

957778

- NL Arterieklem met diamant tips
- FR Pince pour couronnes avec pointes diamantées



PRECISION GAUGE

957744

- NL Precisiemeter
- FR Jauge de précision



SOLDERING PLIERS CURVED

957775

- NL Soldeerpincet gebogen
- FR Précelle à soudure courbée



MOULD PLIERS

NL Moffeltang

FR Pince à moufles

Mould pliers | 31 cm 957753

Mould pliers | 43 cm 957754



OVEN TWEEZERS

957752

NL Ovenpincet | 30 cm

FR Pince à four | 30 cm



HEADBAND MAGNIFIER

957747

NL Hoofdband loep | 1,8x - 2,3x - 4,8x

FR Loupe avec bandeau | 1,8x - 2,3x - 4,8x


MAGNET STAND S

957748

NL Magneetstandaard S

FR Support aimanté S





DIAGONAL CUTTER

957779

NL Zijkniptang

FR Pince coupante diagonale



WALDSACHS PLIERS

957780

NL Techniektang Waldsachs

FR Pince de Waldsachs



ADERER PLIERS

957781

NL Techniektang Aderer | 11,5 cm

FR Pince Aderer | 11,5 cm



ADERER PLIERS

957782

NL Techniektang Aderer | 12,5 cm

FR Pince Aderer | 12,5 cm



FLAT-NOSED PLIERS

957783

NL Techniektang vlak glad

FR Pince plate avec becs lisses



FLAT-NOSED PLIERS

957784

NL Techniektang vlak geribbeld

FR Pince plate avec becs striés



UNIVERSAL PLIERS

957785

NL Techniektang universeel

FR Pince universelle



ADAMS PLIERS

957786

NL Techniektang Adams

FR Pince Adams



ANGLE PLIERS

957787

NL Techniektang Angle

FR Pince d'angle



ROUND-NOSED PLIERS

957788

NL Techniektang rond

FR Pince ronde



COLLEGE TWEEZERS

957796

NL College pincet

FR Précelle Collège



ARTICULATION TWEEZERS

957797

NL Articulatiepincet

FR Pince pour papier à articuler



EXCAVATOR

957799

NL Knopinstrument | 2,5/3,0 mm

FR Instrument double excavateur à boule | 2,5/3,0 mm



CEMENT SPATULA

957800

NL Cementspatel dubbeleindig

FR Spatule à ciment double



SCALPELS HOLDER NO. 3

957795

- NL Houder nr. 3 voor scalpelmessjes
- FR Porte-lame de scalpel n° 3



SCALPELS NO. 11

957798

- NL Scalpelmessjes nr.11 | 100 st.
- FR Lames de scalpel n° 11 | 100 pces



SILICONE MIXING JAR

957749

- NL Mengnap | 5 ml
- FR Bol de malaxage | 5 ml



SILICONE MIXING JAR

957750

- NL Mengnap | 30 ml
- FR Bol de malaxage | 30 ml



SILICONE MIXING JAR

957751

- NL Mengnap | 50 ml
- FR Bol de malaxage | 50 ml



ANILINE PENCIL

959339

- NL Aniline potlood
- FR Crayon aniline





Accessoires





ORTHO BOX SMALL

Ortho box small assorted colors | 80 x 83 x 28 mm | 20 pcs 957894



DENTURE BOX WHITE

Denture box white + green insert | 88 x 78 x 80 mm | 12 pcs 957896



ORTHO BOX LARGE

Ortho box large assorted colors | 80 x 83 x 45 mm | 20 pcs 957895



DENTURE BOX BLUE

Denture box blue | 95 x 70 x 55 mm | 20 pcs 957897



ORTHO BOX PREMIUM

Ortho box premium blue | 80 x 70 x 40 mm | 10 pcs 958620

Ortho box premium red | 80 x 70 x 40 mm | 10 pcs 958621

Ortho box premium green | 80 x 70 x 40 mm | 10 pcs 958622

Ortho box premium white | 80 x 70 x 40 mm | 10 pcs 958623



DENTURE BRUSH MIXED COLORS

Denture brush mixed colors | 12 pcs 957898



MEMBRANE BOX

Membrane box transparent | 49 x 55 x 22 mm | 24 pcs

957899

CLEANING BOX

NL RVS afspatbak voor de stoomcleaner

FR Protection anti-projections en acier inoxydable pour l'appareil à jet de vapeur

Cleaning Box | 25 x 30 x 30 cm

958787



FILTERS

NL Voor KaVo afzuiging / polijstbox

FR Sac filtre pour aspiration / box de polissage KaVo

Filters for KaVo suction | 5 pcs

957701

Filters for KaVo polishing box | 2 pcs

957702



Selexion Icons



- NL Mengverhouding (poeder : vloeistof)
- FR Rapport de mélange (poudre : liquide)
- GB Mixing ratio (powder : liquid)



- NL Mengtijd (min.)
- FR Temps de malaxage (min.)
- GB Mixing time (min)



- NL Mengverhouding (catalysator : basis)
- FR Rapport de mélange (catalyseur : base)
- GB Mixing ratio (catalyst : base)



- NL Mengverhouding (poeder : lauw water)
- FR Rapport de mélange (poudre : eau tiède)
- GB Mixing ratio (powder : lukewarm water)



- NL Mengtijd onder vacuüm (min.)
- FR Temps de malaxage sous vide (min.)
- GB Mixing time under vacuum (min)



- NL Hardheid 24 h (Mpa)
- FR Dureté 24 h (Mpa)
- GB Hardness 24 h (Mpa)



- NL Hardheid 120 min. (Mpa)
- FR Dureté 120 min. (Mpa)
- GB Hardness 120 min (Mpa)



- NL Eindhardheid (Mpa)
- FR Dureté finale (Mpa)
- GB Final hardness (Mpa)



- NL Drukvastheid 60 min. (Mpa)
- FR Résistance à la compression 60 min. (Mpa)
- GB Compressive strength 60 min (Mpa)



- NL Drukvastheid 24 h (Mpa)
- FR Résistance à la compression 24 h (Mpa)
- GB Compressive strength 24 h (Mpa)



- NL Drukvastheid 48 h (Mpa)
- FR Résistance à la compression 48 h (Mpa)
- GB Compressive strength 48 h (Mpa)



- NL Expansie 120 min. (%)
- FR Taux d'expansion 120 min. (%)
- GB Setting expansion 120 min (%)



- NL Verwerkingstijd (min.)
- FR Temps de travail (min.)
- GB Working time (min)



- NL Uithardingstijd (min.)
- FR Temps de durcissement (min.)
- GB Setting time (min)



- NL Opwarmen (°C)
- FR Chauffage (°C)
- GB Heating (°C)



- NL Korrel (schuurpapier)
- FR Grain (papier de verre)
- GB Grit (sandpaper)



- NL Stroom
- FR Courant
- GB Current



- NL Smeltpunt (°C)
- FR Point de fusion (°C)
- GB Melting point (°C)



- NL Giettemperatuur (°C)
- FR Température de coulée (°C)
- GB Casting temperature (°C)



- NL Onderdompelen
- FR Immersion
- GB Immersion

MANUFACTURER

 (manufacturer) CB Healthcare intl. s.r.l.
Via Partisani, 3
47106 Fiumana, Predappio (FC), Italy
Rev. 2016/08

EXCLUSIVE DEALER BELUX

ARSEUS LAB NV
Mannebeekstraat 33
8790 Waregem
Belgium

0800 30 500
sales@arseus-lab.be
www.arseus-lab.be

EXCLUSIVE DEALER NETHERLANDS

ARSEUS LAB BV
Veluwezoom 16
1327 AG Almere
Netherlands

+31 (0)36 521 83 30
info@arseus-lab.nl
www.arseus-lab.nl

EXCLUSIVE DEALER FRANCE

ARSEUS LAB SAS
4 rue Emile Schwoerer
68000 Colmar
France

+33 (0)3 89 20 25 10
contact.colmar@arseus-lab.fr
www.arseus-lab.fr