

PŘÍSLUŠENSTVÍ



STERILNÍ BOX PARO STŘÍBRNÝ

Sterilní box s perforovaným dnem a nástavcem pro sterilizaci a čištění násadce Vector® Paro a nástrojových boxů

2031-330-00



STERILNÍ BOX SCALER MODRÝ

Sterilní box s perforovaným dnem a nástavcem pro sterilizaci a čištění násadce Vector® Scaler a nástrojových boxů

2032-330-00



VECTOR® FLUID POLISH

Lešticí tekutina s částicemi hydroxylapatitu k leštění, obsah: 200 ml

CWZ510C2350



DEZINFEKCE VECTOR®/RINSENDO

Hotový dezinfekční roztok k čištění a dezinfekci hadic, zařazený v seznamu DGHM, velikost balení: 2,5l láhev

CDZ501C6101



VECTOR® CLEANER


Čisticí prostředek pro hadicový systém Vector®, velikost balení: 2,5l láhev

CCA531A6150

TERAPEUTICKÉ KONCEPTY A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Systém Vector® vám nabízí komplexní možnosti pro léčbu parodontitidy, periimplantitidy a profesionální zubní hygienu.

PŘESVĚDČTE SVÉ PACIENTY! NAŠE PODPORA JE PRO VÁS ZDARMA



- Brožury pro pacienty
- Odborné poradenství našich specialistů

DVD Vector®

Uživatelská videa demonstrují správné zacházení s přístrojem a nástroji. Součástí jsou také další dokumenty a informace související se systémem Vector®.

VECTOR® – NÁSTROJE, MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



P007100133120/1CD-dd.de/0,5/01/104
Technické změny vyhrazeny

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

LUNOS®
MAKING SMILES BRIGHTER

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

PARODONTOLOGIE A ÚVODNÍ OŠETŘENÍ



NÁSTROJOVÝ BOX PARO

Nástrojový box s 5 nástroji (sonda Paro rovná, lanceta Paro, sonda Paro zahnutá, kyreta Paro, sonda Paro Plus) vč. víka s momentovým klíčem
2031-450-00



SONDA PARO PŘÍMÁ

Nástroj ekvivalentní parodontální sondě k ošetření sub- a supragingiválních labiálních, bukálních a orálních ploch
2030-151-01E Obsah balení: 3 kusy



LANCETA PARO

Nástroj ve tvaru lancety k ošetření subgingiválních labiálních, bukálních a orálních ploch kapes do 5 mm
2030-151-02E Obsah balení: 3 kusy



SONDA PARO ZAHNUTÁ

Nástroj ekvivalentní Nabersově sondě k ošetření interradikulárních prostor
2030-151-03E Obsah balení: 3 kusy



KYRETA PARO

Zahnutý nástroj k ošetření sub- a supragingiválních aproximálních ploch
2030-151-04E Obsah balení: 3 kusy



SONDA PARO PLUS

Nástroj obdobný parodontální sondě k univerzálnímu ošetření aproximálních, orálních a vestibulárních ploch. Hloubka přístupu v aproximální oblasti do 5 mm
2031-400-06E Obsah balení: 3 kusy

PARODONTOLOGIE, RECALL A LÉČBA PERIIMPLANTITIDY



NÁSTROJOVÝ BOX RECALL/IMPLANT

Nástrojový box se 4 nástroji (sonda Recall rovná CFK, kyreta Recall CFK, sonda Supra flexibilní, Periimplant soft) vč. víka s momentovým klíčem
2031-460-00



SONDA RECALL PŘÍMÁ CFK

Částečně flexibilní nástroj ve tvaru sondy (vláknitý kompozit) k ošetření sub- a supragingiválních labiálních, bukálních a orálních ploch
2030-153-02E Obsah balení: 3 kusy




KYRETA RECALL CFK

Zahnutý, částečně flexibilní nástroj (vláknitý kompozit) k ošetření aproximálních ploch
2030-153-05E Obsah balení: 3 kusy



SONDA SUPRA FLEXIBILNÍ

Vysoce flexibilní nástroj ve tvaru sondy k šetrnému čištění a oplachování povrchu implantátů nebo zubů
2030-152-01E Obsah balení: 3 kusy



PERIIMPLANT SOFT

Částečně flexibilní, univerzálně použitelný nástroj ve tvaru plaménku (vláknitý kompozit) k šetrnému čištění citlivých povrchů implantátů
2031-474-01E Obsah balení: 3 kusy



PERIIMPLANT HARD

Kónický nástroj (vláknitý kompozit) k spolehlivému a efektivnímu odstranění usazenin na povrchu implantátů
2031-473-01E Obsah balení: 3 kusy

PROFYLAXE



NÁSTROJOVÝ BOX SCALER P1

Přímý jemný nástroj k odstranění subgingiválních usazenin v hlubokých parodontálních kapsách
2032-411-00



NÁSTROJOVÝ BOX SCALER P2

Nástroj zahnutý doprava k odstraňování subgingiválních usazenin
2032-412-00



NÁSTROJOVÝ BOX SCALER P3

Nástroj zahnutý doleva k odstraňování subgingiválních usazenin
2032-413-00



NÁSTROJOVÝ BOX SCALER P4

Nástroj k odstraňování supragingiválních povlaků na hladkých plochách a pro interdentální oblast
2032-414-00



MOMENTOVÝ KLÍČ

Vhodný pro všechny nástroje Scaler

2032100004